

bevestigd dat dit een medisch apparaat is met een meetfunctie die voldoet aan de richtlijn 93/42/EEG.

De Europese richtlijn 2011/65/EU inzake afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) vereist dat oude elektrische huishoudapparaten niet mogen worden vernietigd via de normale ongesorteerde gemeentelijke afvalstroom.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om hergebruik en recycling van de materialen die ze bevatten te optimaliseren, en de gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu te minimaliseren. Het symbool met de doorgekruiste "afvalcontainer" op het product herinnert u aan uw verplichting om het afgedankte product apart in te leveren.

GARANTIECERTIFICAAT

Dit apparaat is in de fabriek gecontroleerd. Vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop geldt een garantie van 24 maanden op materiaal- en productiefouten. Het aankoopbewijs en het garantiebewijs moeten samen worden toegezonden in geval van een aanspraak op de garantie.

De garantie is alleen geldig met een garantiecertificaat en een aankoopbewijs (fiscaal ontvangstbewijs) met vermelding van de aankoopdatum en het model van het apparaat. Neem voor technische assistentie rechtstreeks contact op met de verkoper of ons hoofdkantoor ten einde de efficiëntie van het apparaat te waarborgen en ervoor te zorgen dat de garantie NIET ongeldig wordt. Elke ingreep aan dit apparaat door niet-geautoriseerde personen maakt de garantie automatisch ongeldig.

Neem contact op met de distributeur in uw land of de after sales-afdeling van beper. E-mail assistenza@beper.com en we zorgen ervoor dat uw bericht bij uw distributeur terecht komt.

LATVIJAS

Drošības pasākumi

Šis termometrs ir paredzēts tikai ķermeņa temperatūras mērīšanai. Īpaši piesardzības pasākumi jāveic attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību.

Šo ierīci drīkst izmantot tikai paredzētajam mērķim, un saskaņā ar šajā instrukcijā sniegtajām norādēm, atšķirīga lietošana ir jāuzskata par nepareizu un bīstamu.

Izgatavotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ vai dēļ pieslēgšanās pie elektriskās sistēmas, kas neatbilst spēkā esošajiem noteikumiem. Lai veiktu remontu, sazinieties tikai ar Beper izplatītāja servisu. Vienmēr lūdziet oriģinālās rezerves daļas. Pretējā gadījumā var tikt apdraudēta ierīces drošība.

Ierīce nedrīkst nonākt saskarē ar karstu ūdeni.

Nepakļaujiet to augstas temperatūras vai tiešu saules staru iedarbībai.

Nenomietiet termometru zemē. Tas nav izturīgs pret triecieniem.

Nelieciet un neizjauciet ierīci (izņemot bateriju nomaīņas gadījumus).

Netīriet to ar šķīdinātājiem, benzīnu. Tīriet mērierīci tikai ar ūdeni vai dezinfekcijas līdzekli.

Neiegremdējiet ūdensnecaurlaidīgu termometru šķīdumā ilgāk par 30 minūtēm.

Termometrs satur mazas detaļas (baterija, bateriju nodalījumu vāciņš), ko bērni var norīt. Šī iemesla dēļ neatstājiet termometru bērnu rokās.

Nesalieciet elastīgā termometra galu vairāk kā par 45 grādiem.

Ja apkārtējā vides temperatūra ir augstāka par 35 ° C, pirms temperatūras mērīšanas apmēram 5–10 sekundes iegremdējiet termometra galu aukstā ūdenī.

Pastāvīgs drudzis, īpaši bērniem, jāārstē ārsts.

Šī termometra lietošana neaizstāj jūsu ārsta konsultāciju

Simbolu skaidrojums

Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet instrukcijas

Zems akumulatora līmenis

Temperatūra zem 32 ° C

Temperatūra virs 42,9 ° C

B tipa aprīkojums

° C Mērījumi grādos pēc Celsija

Lietošanas instrukcijas

Pirms lietošanas ieteicams dezinficēt termometra galu. Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu, kas atrodas netālu no displeja; atskan īss pikstiens, kas norāda, ka termometrs darbojas. Tajā pašā laikā termometrs veic pašpārbaudi, kuras laikā visi digitālie segmenti parādās LCD displejā . Kad displejā parādās burti "Lo" un mirgojošs "C", termometrs ir gatavs lietošanai.

Ja istabas temperatūra ir zemāka par 32 ° C, LCD displejā parādīsies "Lo", savukārt, ja tā temperatūra ir augstāka par 42,9 ° C, LCD displejā parādīsies "Hi".

Mērīšanas laikā nepārtraukti tiek parādīta pašreizējā temperatūra un mirgo simbols "C". Mērīšana tiek pabeigta, kad ir sasniegta nemainīga temperatūras vērtība. Temperatūras vērtību uzskata par nemainīgu, ja temperatūra 4 sekundēs paaugstinās mazāk par 0,1 ° C. Tiklīdz tiek sasniegta nemainīga temperatūras vērtība, 4 reizes atskan skaņas signāls (pikstiens), un simbols "C" vairs nemirgo.

LCD ekrānā parādīsies augstākā izmērītā temperatūra. Kad mērīšana ir pabeigta, izslēdziet termometru, nospiežot ieslēgšanas / izslēgšanas pogu. Ja tas nav izdarīts, termometrs automātiski izslēdzas desmit minūtes pēc temperatūras parādīšanas.

Atmiņas funkcija

Izslēdziet termometru, pēc tam apmēram 2 sekundes turiet nospiegtu ieslēgšanas / izslēgšanas pogu.

Pēdējā vērtība, kas izmērīta ar "C", automātiski parādīsies LCD displejā.

Šī vērtība būs redzama displejā tik ilgi, kamēr netiks nospiesta ieslēgšanas / izslēgšanas poga.

Ja veic jaunu temperatūras mērījumu, atmiņā saglabātais ieraksts tiek pārrakstīts.

Temperatūras mērīšanas metodes

Ir svarīgi atcerēties, ka ķermeņa temperatūras rādījums ir atkarīgs no vietas, kur to mēra.

Taisnajā zarnā (rektāli)

No medicīniskā viedokļa šī ir visprecīzākā metode, jo tā ir vistuvāk ķermeņa temperatūrai. Termometra galu uzmanīgi ievieto taisnajā zarnā ne dziļāk par 2 cm. Vidējais mērīšanas laiks ir aptuveni 60 sekundes.

Padusē (aksilāri)

Ja termometru novietojat padusē, var iegūt virsmas temperatūru, kas var atšķirties aptuveni no 0,5 ° C līdz 1,5 ° C attiecībā pret taisnās zarnas temperatūru pieaugušajiem.

Vidējais mērīšanas laiks šai metodei ir aptuveni 60 sekundes.

Tomēr jāņem vērā, ka precīzu nolasījumu nevar iegūt, ja, piemēram, paduses ir atdzisušas. Šajā gadījumā ieteicams pagarināt mērīšanas laiku par aptuveni 5 minūtēm, lai iegūtu pēc iespējas precīzāku nolasījumu, kas ir pēc iespējas tuvāks ķermeņa temperatūrai.

Mutē zem mēles (sublingvāli)

Mutes dobumā ir vairākas siltas vietas. Parasti perorālā temperatūra ir par 0,3 ° C - 0,8 ° C zemāka nekā taisnās zarnas temperatūra. Lai nodrošinātu pēc iespējas precīzāku nolasījumu, termometra galu novieto mēles saknes kreisajā vai labajā pusē.

Termometra galam mērīšanas laikā jābūt pastāvīgai saskarē ar mēli un jāatrodas zem mēles. Mērīšanas laikā turiet aizvērtu muti un elpojiet regulāri caur degunu. Pirms mērīšanas neko neēdiet un nedzeriet.

Vidējais mērīšanas laiks ir aptuveni 60 sekundes.

Tīrīšana un dezinfekcija

Labākais veids, kā notīrīt termometra galu, ir noslaucīt to ar dezinfekcijas līdzekli (piemēram, 70% etilspirts) samērcētu drāni. Tikai ūdensnecaurlaidīgu termometru drīkst iegremdēt siltā ūdenī pilnīgai tīrīšanai un dezinfekcijai.

Baterijas nomaīņa

Kad LCD displeja apakšējā labajā stūrī parādās nomainiet bateriju.

Noņemiet baterijas pārsegu un nomainiet bateriju pret jaunu. Pārlicinieties, ka baterija ir ievietota ievērojot polaritāti.

Tehniskie dati

Mērījumu diapazons: (32.0+42.9)°C

Barošanas avots: 1.5V DC pogas tipa baterija LR41

Jebkura uzlabojuma dēļ beper patur tiesības modificēt vai uzlabot produktu bez iepriekšēja brīdinājuma

Juridiskās prasības un vadlīnijas

Šis produkts atbilst Eiropas medicīnas ierīču direktīvai 93/42 / EEK, un tam ir CE marķējums. Ierīce arī atbilst specifikācijām, kas noteiktas Eiropas standartā par klīniskajiem termometriem (3. daļa): kompakta elektrisko termometru (nav paredzami un paredzami) veikspēja ar maksimālu ierīci. CE zīme apstiprina, ka šī ir medicīniska ierīce ar mērīšanas funkciju, kas atbilst Direktīvai 93/42 / EEK.



Eiropas direktīvā 2011/65 / ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE) noteikts, ka vecās sadzīves elektriskās ierīces nedrīkst izmet parastā

nešķīrotā sadzīves atkritumu plūsmā.

Vecās ierīces jāvāc atsevišķi, lai optimizētu tajās esošo materiālu reģenerāciju un pārstrādi un samazinātu ietekmi uz cilvēku veselību un vidi. Izsvītrotais simbols "atkritumu ratiņi uz riteniem" uz izstrādājuma atgādina jums par jūsu pienākumu, ka, utilizējot ierīci, tā ir jāsavāc atsevišķi.

GARANTIJAS CERTIFIKĀTS

Šī ierīce ir pārbaudīta rūpnīcā. Sākot no sākotnējā pirkuma, materiāla un ražošanas defektiem tiek piemērota 24 mēnešu garantija. Pirkuma kvīts un garantijas sertifikāts jāiesniedz kopā, ja tiek pieprasīta garantija.

Garantija ir derīga tikai ar garantijas sertifikātu un pirkuma apliecinājumu (fiskālo kvīti), kurā norādīts pirkuma datums un ierīces modelis

Lai saņemtu tehnisko palīdzību, lūdzu, tieši sazinieties ar pārdevēju vai mūsu galveno biroju, lai saglabātu ierīces efektivitāti un NEVAJADZĒTU anulēt garantiju. Jebkura neatļautu personu iejaukšanās šajā ierīcē automātiski anulē garantiju.

Sazinieties ar pārdevēju jūsu valstī vai pārdošanas departamenta beperi.

E-pasts assistenza@beper.com kuri pirsūtīs jūsu iesniegumu jūsu izplatītājam.

CUSTOMER CARE BEPER



BEPER SRL

Via Salieri, 30 - 37050 - Vallese di Oppeano - Verona

Tel. 045/7134674 – Fax 045/6984019

beper.com



Manufacturer:
JOYTECH HEALTHCARE CO. LTD.
No.365,Wuzhou Road,Yuhang Economic Development Zone,
hangzhou city,zhejiang province 311100, China



European Authorized Representative:
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany



B006

Cod.: 40.100

