

beper


IT	MASSAGGIATORE PIEDI MULTIFUNZIONE	pag. 2
EN	MULTIFUNCTIONAL FOOT MASSAGER	pag. 8
FR	MASSEUR DE PIEDS MULTIFONCTIONNEL	pag. 14
DE	MULTIFUNKTIONALES FUSSMASSAGEGERÄT	pag. 21
ES	MASAJEADOR DE PIES MULTIFUNCIÓN	pag. 27
GR	ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΣΑΖ ΠΟΔΙΩΝ	pag. 33
RO	APARAT DE MASAJ PENTRU PICIOARE MULTIFUNCȚIONAL	pag. 40
CZ	MULTIFUNKČNÍ MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ NA NOHY	pag. 46
NL	MULTIFUNCTIONEEL VOETMASSAGEAPPARAAT	pag. 52
LV	DAUDZFUNKCIONĀLS PĒDU MASIERIS	pag. 58
SL	VEČNAMENSKI MASAŽER ZA STOPALA	pag. 64

For further information and/or for instructions for use in other languages, please visit: beper.com

Fig.A



Fig.B



Cod.: P302MAS050



Avvertenze generali

Leggere queste istruzioni prima di usare l'apparecchio.

Prima e durante l'uso dell'apparecchio è necessario seguire alcune precauzioni elementari.

Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini, in quanto potenziali fonti di pericolo.

Assicurarsi sempre che la tensione di rete elettrica sia uguale a quella indicata nell'etichetta dati tecnici e che l'impianto sia compatibile con la potenza dell'apparecchio.

Non tirare mai il cavo per scollarlo dalla presa di corrente elettrica.

Assicurarsi che il cavo non sia in contatto con superfici calde o tali a causare ustioni.

Non utilizzare l'apparecchio con il cavo danneggiato.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal Costruttore o dal suo Servizio Assistenza Tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.

Collegare l'apparecchio esclusivamente ad una presa di corrente elettrica alternata.

In generale è sconsigliabile l'uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghe. Qualora il loro uso si rendesse indispensabile è necessario utilizzare solamente adattatori e prolunghe conformi alle vigenti norme di sicurezza.

Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso, nonché far decadere la garanzia. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

Per evitare surriscaldamenti pericolosi si raccomanda di svolgere in tutta la sua lunghezza il cavo di alimentazione e di staccare la spina dalla rete di alimentazione elettrica quando l'apparecchio non è utilizzato.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica.

Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.

Non tenere l'apparecchio vicino a fonti di calore (es. termosifone). Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte; da persone che manchino di esperienza e conoscenza dell'apparecchio, a meno che siano attentamente sorvegliate o ben istruite relativamente all'utilizzo dell'apparecchio stesso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.

Allorché si decida di smaltire come rifiuto questo apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante.

Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti dell'apparecchio suscettibili di costituire un pericolo. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio ed il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.

Avvertenze per l'uso

Leggere attentamente il presente manuale prima dell'utilizzo, e conservarlo per riferimenti futuri.

Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando collegato alla presa di corrente; scollarlo dalla presa quando non in uso, e prima di rimuovere gli inserti removibili.

Rimuovere l'alimentatore dall'apparecchio se non utilizzato per lunghi periodi di tempo.

Non utilizzare l'apparecchio sotto coperte o cuscini, per evitarne il surriscaldamento e il conseguente rischio di incendio, shock elettrico o lesioni.

Non utilizzare questo apparecchio per l'auto-trattamento di condizioni cliniche che richiedono l'attenzione di personale medico specializzato.

Non utilizzare l'apparecchio in caso di malessere.

Questo massaggiatore è da considerarsi un apparecchio non professionale, progettato per alleviare il dolore e la stanchezza muscolare.

Non è da considerarsi un sostituto per cure mediche specialistiche. Qualora i disturbi e i sintomi non dovessero scomparire o dovessero peggiorare dopo l'uso dell'apparecchio, consultare il medico.

⚠ Attenzione: consultare il medico o lo specialista prima dell'utilizzo dell'apparecchio in caso di gravidanza o post-partum, problemi cardio-vascolari e circolatori, pacemaker, diabete o altre condizioni particolari, flebite e/o trombosi, disfunzioni infiammazioni o lesioni articolari, debolezza ossea e osteoporosi, febbre alta, scoliosi o altre condizioni simili, protesi, o altre condizioni e malattie particolari che richiedono l'attenzione di personale medico specialistico.

Non utilizzare l'apparecchio durante il sonno o in caso di sonnolenza.
Non utilizzare l'apparecchio in caso di piedi estremamente gonfi, infiammati, o in caso di eruzione cutanea.

Si sconsiglia l'uso dell'apparecchio a persone con ridotta sensibilità cutanea o con problemi circolatori.

Interrompere immediatamente il funzionamento dell'apparecchio in caso di disagio o malessere dovuto all'uso.

L'apparecchio produce calore terapeutico: le persone con elevata sensibilità al calore devono prestare la massima attenzione durante l'uso.

Non utilizzare l'apparecchio insieme ad altri apparecchi terapeutici, coperte elettriche, ecc.

Utilizzare l'apparecchio solo per l'uso per il quale è destinato, e come descritto nel presente manuale. Non utilizzare accessori/componenti non forniti con il prodotto.

Non utilizzare l'apparecchio sotto l'effetto di alcol, antidolorifici o sedativi.

Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio.

Questo apparecchio non può essere utilizzato da bambini, o da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o cognitive, o con scarsa esperienza e conoscenza, senza supervisione o senza che siano state loro fornite indicazioni e avvertenze circa il corretto uso dell'apparecchio e i possibili rischi connessi.

Non trasportare l'apparecchio dal cavo di alimentazione e non utilizzarne il cavo come maniglia.

Non lasciare l'apparecchio in prossimità di fonti di calore, come radiatori, stufe, o altri dispositivi che generano calore.

Assicurarsi che le bocchette di aerazione siano sempre libere da polvere o sporco.

Non lasciar cadere l'apparecchio e non inserire oggetti all'interno dell'apparecchio.

Non azionare l'apparecchio qualora il cavo di alimentazione o la presa risultino danneggiati, oppure in caso di malfunzionamento, caduta accidentale, oppure nel caso in cui l'apparecchio sia stato immerso accidentalmente in acqua.

Non utilizzare in presenza di prodotti aerosol, oppure in caso di ossigenoterapia.

Non utilizzare il massaggiatore in piedi, ma solo in posizione seduta.

Non utilizzare l'apparecchio se è stato immerso in acqua. Scollegarlo immediatamente.

Mantenere il cavo di alimentazione e l'adattare lontani da fonti di calore.

Si consiglia di non utilizzare l'apparecchio nell'ora precedente e successiva ai pasti, per evitare possibili malesseri.

Il telecomando fornito con l'apparecchio contiene una batteria al litio pre-installata.

Mantenere il telecomando e la batteria lontano dalla portata dei bambini.

⚠ Attenzione: se ingerita, la batteria può portare ad ustioni interne, perforazione dei tessuti molli, e causare lesioni anche letali. Ustioni severe possono presentarsi entro 2 ore dall'ingerimento. Consultare immediatamente il medico in caso di sospetto ingerimento.

Non lasciare che i bambini sostituiscano la batteria senza la supervisione di un adulto.

Non sottoporre la batteria ad alte temperature. Rimuoverla dal telecomando se non utilizzato per lunghi periodi di tempo.

Non smaltire la batteria esausta tra i rifiuti ordinari; non gettarla nel fuoco o tentare di bruciarla. Seguire le disposizioni in vigore nel luogo di utilizzo per il corretto smaltimento della batteria.

Descrizione del prodotto Fig. A

1. Copertura superiore
2. Pannello di controllo
3. Zip per rimozione inserti tessili
4. Inserti tessili removibili
5. Base
6. Alimentatore
7. Telecomando

Funzionamento del pannello di controllo Fig.B

Collegare l'alimentatore al cavo posto alla base dell'apparecchio, facendo attenzione che gli innesti siano bene inseriti, ed inserire quindi la spina nella presa di corrente: l'indicatore LED del tasto POWER lampeggi, indicando che il massaggiatore è in stand-by.

Premendo il tasto POWER, il massaggiatore inizia a funzionare in modalità WORK (P1): calore minimo, intensità di massaggio minima.

A questo punto, premere il tasto MODE per scegliere il programma di massaggio desiderato:

P1 – massaggio shiatsu + compressione - indicatore LED verde

P2 – massaggio a compressione - indicatore LED blu

P3 – massaggio shiatsu - indicatore LED rosso (in questa modalità, il massaggiatore attiverà una leggerissima compressione per un miglior effetto benefico del massaggio).

Una volta selezionato il programma desiderato, sarà possibile regolare l'intensità della compressione e del calore.

Premendo il tasto HEAT, è possibile impostare il calore sul livello minimo (LED verde) o massimo (LED rosso).

Premendo invece il tasto INTENSIFY, si potrà regolare la compressione su 3 livelli: livello minimo (LED verde), livello medio (LED blu), livello massimo (LED rosso).

All'inizio, è consigliabile regolare l'intensità della compressione sul livello minimo, per poi aumentarla gradualmente in base alle proprie esigenze (nel passaggio da un livello all'altro, sono necessari circa 2 minuti per avvertire appieno la differenza di intensità).

⚠ Attenzione: soprattutto all'inizio del massaggio, è normale avvertire un po' di dolore e, a volte, intorpidimento, dovuti all'intensità del massaggio e ai lavori sui muscoli e le articolazioni del piede; se la sensazione di dolore o fastidio non dovesse svanire e/o dovesse risultare insostenibile, interrompere immediatamente l'utilizzo dell'apparecchio.

⚠ Attenzione: il sistema di sicurezza anti surriscaldamento all'interno dell'apparecchio limita la velocità di riscaldamento del prodotto; possono trascorrere circa 5-10 minuti prima che il calore sia percepito in modo evidente.

Funzionamento da telecomando Fig. B

Attivare la batteria rimuovendo la lingetta di protezione in plastica.

Tutte le funzioni selezionabili dal pannello di controllo sono attivabili anche dal telecomando: fare riferimento al paragrafo precedente.

Spegnimento automatico

Per ragioni di sicurezza, il massaggiatore è dotato di un sistema di spegnimento automatico, che dopo 15 minuti ne interrompe il funzionamento, facendolo tornare in modalità stand-by (l'indicatore LED del tasto POWER lampeggi). Per ricominciare il massaggio, premere il tasto POWER e selezionare la funzione desiderata.

⚠ Attenzione: non utilizzare il massaggiatore per più di 30 minuti; l'utilizzo prolungato può provocare dolore e possibili lesioni.

Pulizia e manutenzione

Prima di procedere con la pulizia dell'apparecchio, assicurarsi di aver scollegato l'alimentatore dalla presa di corrente.

Utilizzare l'apposita zip per rimuovere gli inserti tessili.

Gli inserti possono essere lavati in lavatrice a 30° ciclo delicato (non asciugare in asciugatrice e non stirare).

Per pulire la superficie esterna del massaggiatore, utilizzare un panno morbido leggermente inumidito con acqua; utilizzare un detergente neutro per rimuovere eventuali macchie. Asciugare accuratamente.

⚠ Attenzione: non utilizzare benzene o altri detergenti abrasivi o corrosivi.

Quando non in uso, conservare il massaggiatore al riparo da polvere, umidità e dalla luce diretta del sole, preferibilmente all'interno del suo imballo originale.

Dati tecnici

Potenza: 36 W

Adattatore:

Input: AC 100-240V, 50/60Hz, 0.8A

Output: DC 24V, 1.5A

In un'ottica di miglioramento continuo Beper si riserva la facoltà di apportare modifiche e migliorie al prodotto in oggetto senza previo preavviso.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

CERTIFICATO DI GARANZIA

La garanzia di applicazione è valida 24 mesi dalla data di acquisto per difetti di materiale o di fabbricazione.

La garanzia è valida unicamente presentando il certificato di garanzia e il documento di acquisto (scontrino fiscale) che certifichi la data di acquisto e il nome del modello dell'apparecchio acquistato.

Se l'apparecchio dovesse richiedere assistenza tecnica rivolgersi al venditore o presso la nostra sede. Questo per conservare inalterata l'efficienza del vostro apparecchio e per NON invalidare la garanzia. Eventuali manomissioni dell'apparecchio da parte di personale non autorizzato invalideranno automaticamente la garanzia.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Se ci sono guasti a causa di difetti di materiale e/o fabbricazione durante il periodo di garanzia, garantiamo la riparazione del prodotto gratuitamente.

Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di:

- Danni da trasporto o da cadute accidentali,
- Errata installazione o inadeguatezza impianto elettrico,
- Riparazioni o modifiche operate da personale non autorizzato,
- Mancata o non corretta manutenzione e pulizia,
- Prodotto e/o parti di prodotto soggette a usura e/o consumabili (es.: lampade, batterie, lame)
- Mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio, negligenza o trascuratezza nell'uso.

L'elenco di cui sopra è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in quanto la presente garanzia è comunque esclusa per tutte quelle circostanze che non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di uso professionale.

Beper Srl declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito "Libretto Istruzioni ed avvertenze" in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio.

Per assistenza e/o informazioni tecniche scrivere a:

assistenza@beper.com

Precautions

Read the following instructions carefully, since they give you useful safety information about installation, use and maintenance and help you avoid mishaps and possible accidents.

Remove the packing and make sure that the appliance is intact, with special attention to the supply cable.

The elements of the packing (plastic bags, polystyrene, etc) do not have to be accessible to the children, in order to preserve them from danger sources. It is recommended not to throw these packing material in the domestic waste, but to deliver them to the appropriate station of collection or destruction refusals, asking eventually information to the manager of the Sanitation Department of your own municipality.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Before connecting the appliance make sure that the mains voltage corresponds to the data specified on the label.

The appliance can be damaged if the voltage is not correct.

If the plug does not suit the socket, let it be replaced with another suitable plug by qualified personnel only, which shall also ensure that the section of the socket cables is suitable for your appliance power absorption.

Generally, the use adaptors multiple plugs and/or extensions is not recommended; should they be necessary, please use only simple or multiple adaptors and extensions in compliance with the safety rules in force, making sure that the capacity absorption limit marked on the simple adaptors and the extensions and the maximum power limit marked on the multiple adaptor are not exceeded.

Do not use the appliance if the cable or the plug shows any damages.

Do not use the appliance after a possible irregular working. In this case, switch it off and do not break it open. Refer to an authorized Beper after-sale service for repair and require original spare parts only. Failing to follow these instructions may impair the safety of your appliance.

This appliance is to be destined to its special purpose only. Any other use is to be considered as improper and thus dangerous. The manufacturer cannot be responsible for any damages deriving from improper, wrong or incautious use.

This appliance is for household use only.

To protect against electric shock, do not immerse cord, plug or any parts of the appliance into water or other fluids.

Do not use the appliance near explosives, highly flammable materials, gases or burning flames.

Do not allow children, disabled people or every people without experience or technical ability to use the appliance if they are not properly watched over. Close supervision is necessary when any appliance used by or near children.

Warnings for use

Read this manual carefully before use, and keep it for future reference.

Do not leave the appliance unattended when connected to the wall socket; unplug it when not in use, and before removing the foot sleeves.

Remove the adapter from the appliance if not in use for long periods of time.

Do not use the appliance under blankets or pillows, to avoid over heating and consequent risks of fire, electric shock or injuries.

Do not use this appliance for self-treatment of particular medical conditions that require the attention of specialized medical personnel.

Do not use the appliance in case of malaise.

This massager is to be considered a non-professional appliance, designed to relieve muscular pain and soreness. It is not to be considered as a substitute for specialized medical care. If symptoms and ailments should not disappear or should worsen, please consult your doctor.

⚠ Warning: consult with specialized medical personnel is required before use of the appliance in case of pregnancy or post-partum, cardiovascular and circulatory problems, pacemaker, diabetes or other particular conditions, phlebitis and/or thrombosis, joint dysfunction, inflammation or injuries, weak bones, osteoporosis, high fever, scoliosis or other similar conditions, prosthesis, or other medical conditions and diseases that require specialized medical attention.

Do not use the appliance while sleeping or feeling sleepy.

Do not use the appliance in case of severely swollen, or inflamed feet, or in case of skin rash and inflammation.

The appliance should not be used by individuals with reduced skin sensitivity or with circulatory problems.

Immediately stop using the appliance in case of pain or discomfort related to the use of the massager.

The appliance produces therapeutic heat: individuals with high sensitivity to heat should exercise extreme care during use of the appliance.

Do not use this appliance in connection with other therapeutic devices, electric blankets, etc.

Use this appliance only for its intended use, and as described in this manual. Do not use any accessory/component not provided with the appliance.

Do not use the appliance under the influence of alcoholic beverages, pain killers or sedatives.

Do not let the children play with the appliance.

This device cannot be used by children, or persons with reduced physical, sensitive or intellectual capabilities, or with lack of experience and knowledge, without supervision or if they are not given instructions and warnings on the correct and safe use of the device and the potential risks related to its use.

Do not transport the appliance by holding it from the power cable and do not use the cable as a handle.

Do not leave the appliance near heating sources, such as radiators, stoves, or other devices that generate heat.

Make sure that the vent holes are always free from dust and dirt.

Do not drop the appliance and do not insert any object inside the appliance.

Do not operate the appliance in case the power cable or its plug are damaged, or in case of malfunctioning, accidental drop, or in case the appliance has been accidentally dropped in water.

Do not use the appliance in the presence of aerosol products or where oxygen is being administered.

Do not stand while using the massager, only use it while sitting down.

Do not use the appliance if it has been immersed in water. Unplug it from the wall socket immediately.

Keep the power cable and the adapter away from heating sources.

It is advisable not to use the appliance one hour before and after meals, to avoid potential adverse effects.

The remote control provided contains a pre-installed lithium battery. Keep the remote control and its battery away from children.

⚠ Warning: if swallowed, the battery can cause internal burns, perforation of soft tissues, and lead to potentially lethal injuries. Severe burns can occur within 2 hours from swallowing. Seek immediate medical attention if ingestion is suspected.

Do not let children replace the battery without adult supervision.

Do not expose battery to high temperature. Remove it from remote control if it is not used for long time.

Do not dispose of the exhausted battery in regular waste; do not throw it in fire or attempt to burn it. Follow applicable local regulations for the correct disposal of batteries.

Description of product Fig. A

1. Upper cover
2. Control panel
3. Zipper for removal of foot sleeves
4. Detachable foot sleeves
5. Lower cover
6. Adapter
7. Remote control

Operation from control panel Fig. B

Connect the adapter to the cable found at the base of the appliance, making sure the connectors fit perfectly, and insert the plug into the wall socket: the LED indicator of the POWER key starts flickering, indicating that the appliance is in stand-by mode.

Pressing the POWER key once, the massager starts operating in WORK mode (P1): low heat, low intensity.

At this point, press the MODE key to select the desired massage program:

P1 – shiatsu massage + air compression – green LED light

P2 – air compression massage – blue LED light

P3 – shiatsu massage – red LED light (in this mode, a light compression will be activated, for a better massaging experience).

Once the desired program has been selected, it is possible to set the level of air compression and heat.

Press the HEAT key to adjust the heat on low level (green LED light) or high level (red LED light). Press the INTENSIFY key to adjust air compression on 3 different intensity levels: low intensity (green LED light), medium intensity (blue LED light), high intensity (red LED light).

At the beginning, it is better to set the air compression on low intensity, and then increase it gradually according to your needs (when moving from one level to another, it takes about 2 minutes to fully feel the difference in intensity).

⚠ Warning: especially at the beginning of the massage, it is normal to feel a little pain and, at times, numbness, due to the intensity of the massage and the work on the foot muscles and joints; if the pain or the discomfort persist and/or it should become unbearable, stop using the appliance immediately.

⚠ Warning: the over heating protection system fitted in the appliance limits the heating speed of the product; it can take about 5-10 minutes before the heat can be perceived noticeably.

Operation from remote control Fig.B

Activate the battery by removing the plastic protection strip.

All the functions available from the control panel can also be activated from the remote control; refer to previous paragraph.

Auto shut off

For safety reasons, this massager is equipped with an auto shut off system, which stops the operation of the appliance after 15 minutes of use, and bringing it to stand by mode (LED indicator light on POWER key flickers). Press POWER key to resume operation of the massager, and select the desired function.

Cleaning and maintenance

Before cleaning the appliance, make sure to disconnect the adapter from the wall socket.

Use the zipper to remove the foot sleeves.

The foot sleeves can be washed in washing machine at 30°C, mild fine wash (do not tumble dry and do not iron). Use a soft cloth, slightly dampened with water, to clean the outer surface; if necessary, use a neutral detergent to remove stains. Dry thoroughly.

⚠ Warning: do not use benzene or other abrasive or corrosive detergents.

When not in use, store the massager away from dust, humidity and direct sunlight, preferably inside its original packaging.

Technical data

Power: 36W

Adapter:

Input: AC 100-240V, 50/60Hz, 0.8A

Output: DC 24V, 1.5A

For any improvement reasons, Inside reserves the right to modify or improve the product without any notice.



The European directive 2011/65/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.

GUARANTEE CERTIFICATE

This appliance has been checked in the factory. From the date of original purchase a 24 month guarantee applies to material and production defects. The purchase receipt and the guarantee certificate must be submitted together in case of claim to guarantee.

The guarantee is valid only with a guaranty certificate and proof of purchase (fiscal receipt) indicating the date of purchase and the model of the appliance

For any technical assistance, please contact directly the seller or our head office in order to preserve the appliance's efficiency and NOT TO void the guarantee. Any intervention on this appliance by non-authorized persons will automatically void the guarantee.

GUARANTEE CONDITIONS

If the appliance shows defects as a result of faulty material and/or production during the period of guarantee, we guarantee repair free of charge on condition that:

- The appliance has been used properly and for the purpose for which it has been intended.
- The appliance has not been tampered with, otherwise it is not maintainable.
- The purchase receipt shall be presented.
- The appliance showing a fair wear and tear shall not be covered by this guarantee.

Therefore, any part that could be accidentally broken or having visible signs of use in consumable products (such as lamps, batteries, heating elements...) the aesthetic parts are excluded from the guarantee, and any defect whatsoever resulting from non-respect of the rules for use, negligence in usage and/or maintenance of the appliance, carelessness, wrong or improper installation, damage during transport and any other damage not attributable the supplier.

For every defect that could not be repaired within the guarantee period, the appliance will be replaced free of charge.

In any case, if the part to be replaced for defect, breakage or malfunction is an accessory and/or a detachable part of the product, Beper reserves the right to replace only the very part in question and not the entire product

Contact your distributor in your country or after sales department beper.

E-mail assistenza@beper.com which will forward your enquiries to your distributor.

Lire attentivement les instructions suivantes avant la première utilisation de l'appareil.

Avant et durant l'utilisation de cet appareil il est nécessaire de suivre précautions élémentaires suivantes.

Après avoir enlever l'emballage, s'assurer de l'intégrité de l'appareil. En cas de doute ne pas utiliser l'appareil et s'adresser à un professionnel qualifié. Les éléments d'emballage (sachets plastique, polystyrène, etc.) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants, car potentiellement dangereux.

Il est recommandé de ne pas jeter les éléments d'emballage dans les déchets ménagers, mais de les déposer dans les centres de traitement des déchets appropriés, en demandant éventuellement conseil au gérant du centre de sa commune de résidence.

Toujours s'assurer que la tension électrique soit la même que celle indiquée sur l'étiquette des données techniques et que le réseau électrique soit compatible avec la puissance de l'appareil.

En cas d'incompatibilité entre la prise électrique murale et celle de l'appareil faire changer la prise de l'appareil par un professionnel qualifié. Ce dernier devra s'assurer que la section des câbles de la prise soit adaptée à la puissance absorbée par l'appareil.

Ne jamais tirer sur le câble d'alimentation pour débrancher la prise électrique.

S'assurer que le câble n'entre pas en contact avec des superficies chaudes ou coupantes.

Ne pas utiliser l'appareil si le câble d'alimentation est abîmé.

Si le câble d'alimentation est endommagé, pour éviter tout risque, il devra être substitué par le constructeur, par son service d'assistance technique ou toute autre personne de même qualification.

Brancher l'appareil exclusivement sur une prise de courant alterné.

Il est en général déconseiller d'utiliser des adaptateurs, prises multiples et/ou rallonges. En cas de nécessité, utiliser seulement des adaptateurs ou rallonges conformes aux normes de sécurité en vigueur.

Cet appareil ne devra être utilisé que pour l'usage pour lequel il a été conçu.

Tout autre usage sera considéré comme inapproprié et donc dangereux, et engendrera l'annulation de la garantie. Le constructeur ne peut être tenu pour responsable en cas de dommages causés par une utilisation incorrecte, inappropriée et déraisonnable.

Pour éviter tout risque d'échauffement il est recommandé de dérouler entièrement le câble d'alimentation et de débrancher l'appareil de la prise de courant en cas d'inutilisation.

Avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou entretien, débrancher l'appareil de la prise de courant électrique.

Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.

Ne pas toucher l'appareil avec les mains et pieds mouillés ou humides.

Ne pas utiliser l'appareil si vous êtes pieds nus.

Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques comme la pluie, le soleil ...

Ne pas laisser l'appareil près d'une source de chaleur (ex. Radiateur)

Ne pas laisser les enfants, les personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissance technique, utiliser cet appareil sans surveillance
S'assurer que les enfants ne jouent pas avec cet appareil.

Dès lors que l'appareil doit être détruit, il est recommandé de couper le câble d'alimentation, et de retirer toutes les parties susceptibles de présenter un quelconque danger, en particulier pour les enfants qui pourraient utiliser cet appareil comme un jeu.

Les précautions d'utilisation

Lisez attentivement ce manuel avant de l'utiliser et conservez-le pour toute référence ultérieure.

Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché ; débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de retirer les inserts amovibles.

Débranchez l'alimentation de l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.

N'utilisez pas l'appareil sous des couvertures ou des oreillers, afin d'éviter toute surchauffe et les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure qui en découlent.

N'utilisez pas cet équipement pour le traitement de problèmes médicaux qui nécessitent l'attention de professionnels de la santé.

N'utilisez pas l'appareil si vous vous sentez mal.

Ce masseur doit être considéré comme un appareil non professionnel conçu pour soulager les douleurs et la fatigue musculaires.

Il ne doit pas être considéré comme un substitut aux soins médicaux spécialisés. Si les douleurs et les symptômes ne disparaissent pas ou s'aggravent après l'utilisation de l'appareil, consultez votre médecin.

⚠ Attention : Consultez votre médecin ou un professionnel de la santé avant d'utiliser cet appareil si vous êtes enceinte ou en période postnatale, si vous avez des problèmes cardiovasculaires ou circulatoires, si vous portez un stimulateur cardiaque, si vous êtes diabétique ou si vous souffrez d'autres conditions particulières, si vous souffrez de phlébite ou de thrombose, si vous avez une inflammation ou une blessure aux articulations, si vous avez des os fragiles ou de l'ostéoporose, si vous avez une forte fièvre, si vous souffrez de scoliose ou d'autres conditions similaires, si vous portez une prothèse ou si vous souffrez de toute autre condition ou maladie particulière qui nécessite l'attention d'un professionnel de la santé.

N'utilisez pas l'appareil si vous dormez ou si vous êtes somnolent.

N'utilisez pas l'appareil si vos pieds sont extrêmement enflés, enflammés ou si vous avez une éruption cutanée.

Il est déconseillé aux personnes présentant une sensibilité cutanée réduite ou des problèmes circulatoires d'utiliser l'appareil.

Arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil si vous ressentez une gêne ou un malaise dû à l'utilisation.

L'appareil produit une chaleur thérapeutique : les personnes très sensibles à la chaleur doivent être très prudentes pendant l'utilisation.

N'utilisez pas l'appareil avec d'autres appareils thérapeutiques, des couvertures électriques, etc.

N'utilisez l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné et comme décrit dans ce manuel.

N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas fournis avec le produit.

N'utilisez pas l'appareil sous l'influence de l'alcool, d'analgésiques ou de sédatifs.

Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou cognitives réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sans surveillance ou sans avoir reçu les instructions et les avertissements concernant l'utilisation correcte de l'appareil et les risques éventuels.

Ne portez pas l'appareil par le cordon d'alimentation et n'utilisez pas le cordon comme poignée.

Ne laissez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur, comme des radiateurs, des poêles ou d'autres appareils générant de la chaleur.

Veillez à ce que les bouches d'aération soient toujours exemptes de poussière ou de saleté.

Ne laissez pas tomber l'appareil et n'insérez pas d'objets dans l'appareil.

Ne faites pas fonctionner l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, si l'appareil fonctionne mal, s'il est tombé ou s'il a été accidentellement immergé dans l'eau.

Ne pas utiliser en présence de produits aérosols ou pendant une oxygénothérapie.

N'utilisez pas le masseur en position debout, mais uniquement en position assise.

N'utilisez pas l'appareil s'il a été immergé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.

Maintenez le cordon d'alimentation et l'adaptateur à l'écart des sources de chaleur.

N'utilisez pas l'appareil avant et après les repas pour éviter toute gêne éventuelle.

La télécommande fournie avec l'appareil contient une pile au lithium préinstallée.

Gardez la télécommande et la pile hors de portée des enfants.

⚠ Avertissement : en cas d'ingestion, la pile peut entraîner des brûlures internes, la perforation des tissus mous et provoquer des blessures potentiellement mortelles. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consulter immédiatement un médecin si l'on soupçonne une ingestion.

Ne laissez pas les enfants changer la pile sans la surveillance d'un adulte.

Ne soumettez pas la pile à des températures élevées.

Retirez-le de la télécommande lorsque vous ne l'utilisez pas pendant de longues périodes.

Ne jetez pas la pile dans les ordures ménagères, ne la jetez pas dans le feu et n'essayez pas de la brûler. Respectez les réglementations en vigueur sur le lieu d'utilisation pour l'élimination correcte de la pile.

Description du produit Fig. A

1. Couverture supérieure
2. Panneau de contrôle
3. Zip pour enlever les inserts textiles
4. Inserts textiles amovibles
5. Base
6. Bloc d'alimentation
7. Télécommande

Fonctionnement à partir du panneau de commande Fig. B

Branchez le bloc d'alimentation sur le câble situé à la base de l'appareil, en veillant à ce que les raccords soient bien branchés, puis insérez la fiche dans la prise de courant : l'indicateur LED de la touche POWER clignote, indiquant que le masseur est en veille.

Lorsque vous appuyez sur la touche POWER, l'appareil de massage commence à fonctionner en mode WORK (P1) : chaleur minimale, intensité de massage minimale.

À ce stade, appuyez sur la touche MODE pour choisir le programme de massage souhaité :

P1 - massage shiatsu + compression - voyant LED vert

P2 - massage de compression - voyant LED bleu

P3 - massage shiatsu - indicateur LED rouge (dans ce mode, le masseur activera une très légère compression pour un meilleur effet bénéfique du massage).

Une fois que vous avez sélectionné le programme désiré, vous pouvez ajuster l'intensité de la compression et de la chaleur.

En appuyant sur la touche HEAT, vous pouvez régler la chaleur sur le niveau minimum (LED verte) ou maximum (LED rouge). En appuyant sur la touche INTENSIFY, vous pouvez régler la compression sur 3 niveaux : niveau minimum (LED verte), niveau moyen (LED bleue), niveau maximum (LED rouge).

Au début, il est conseillé d'ajuster l'intensité de la compression au niveau le plus bas, puis de l'augmenter progressivement en fonction de vos besoins (dans le passage d'un niveau à l'autre, il faut environ 2 minutes pour ressentir pleinement la différence d'intensité).

⚠ Attention : surtout au début du massage, il est normal de ressentir une certaine douleur et, parfois, un engourdissement, en raison de l'intensité du massage et du travail sur les muscles et les articulations du pied ; si la sensation de douleur ou d'inconfort ne disparaît pas ou est insupportable, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil.

⚠ Attention : le système de sécurité anti-surchauffe à l'intérieur de l'appareil limite la vitesse de chauffe du produit ; il peut s'écouler 5 à 10 minutes avant que la chaleur ne soit perceptible.

Fonctionnement de la télécommande Fig. B

Activez la batterie en retirant la languette de protection en plastique.

Toutes les fonctions qui peuvent être sélectionnées à partir du panneau de commande peuvent également être activées à partir de la télécommande : voir le paragraphe précédent.

Arrêt automatique

Pour des raisons de sécurité, l'appareil de massage est équipé d'un système d'arrêt automatique, qui interrompt le fonctionnement au bout de 15 minutes et revient en mode veille (le voyant lumineux de la touche POWER clignote). Pour relancer le massage, appuyez sur la touche POWER et sélectionnez la fonction souhaitée.

⚠ Attention : Ne pas utiliser le masseur pendant plus de 30 minutes ; une utilisation prolongée peut provoquer des douleurs et éventuellement des blessures.

Nettoyage et entretien

Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous d'avoir débranché l'alimentation électrique de la prise de courant.

Utilisez la fermeture éclair spéciale pour retirer les inserts textiles.

Les inserts peuvent être lavés en machine à 30° en cycle délicat (pas de sèche-linge ni de fer à repasser).

Pour nettoyer la surface externe de l'appareil de massage, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau ; utilisez un détergent neutre pour éliminer les taches éventuelles. Sécher soigneusement.

⚠ Attention : ne pas utiliser de benzène ou d'autres nettoyants abrasifs ou corrosifs.

Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez le masseur à l'abri de la poussière, de l'humidité et des rayons directs du soleil, de préférence dans son emballage d'origine.

Données techniques

Puissance : 36 W

Adaptateur :

Input: AC 100-240V, 50/60Hz, 0.8A

Output: DC 24V, 1.5A

Dans un soucis d'amélioration permanent Beper se réserve le droit d'apporter des modifications et améliorations au produit sans aucun préavis.



Le produit en fin de vie doit être détruit selon les normes en vigueur relatives à l'élimination des déchets et ne peut être traité comme simple déchet ménagé.

Le produit doit être détruit dans un centre d'élimination des déchets adapté ou être restitué au reveneur dans le cas d'une substitution avec un autre produit équivalent neuf.

Le fabricant prendra à sa charge les frais occasionnés pour la destruction du produit selon les termes de la loi en vigueur.

Le produit est composé de pièces non biodégradables et substances qui peuvent polluer l'environnement si détruites de façon inappropriée . Par ailleurs, certaines parties de ces matières peuvent être recyclées évitant ainsi toute pollution pour l'environnement. Il est de votre et notre devoir de préserver la santé de l'environnement. Le symbole indique que le produit répond aux normes requises par les nouvelles directives introduites en faveur de l'environnement (2011/65/EU) et que le produit doit être détruit de façon appropriée au terme du cycle de vie.

Si besoin, informez-vous auprès des autorités locales compétentes en matière d'élimination des déchets de votre commune.

Toute personne qui ne tiendra pas compte de ces règles d'élimination des déchets indiquées dans ce paragraphe en répondra selon la loi en vigueur.

CERTIFICAT DE GARANTIE

La garantie d'application est valable pour 24 mois à partir de la date d'achat pour des défauts de matériel ou de fabrication.

La garantie est valable uniquement en présentant le certificat de garantie et le document d'achat (ticket de caisse) qui certifie la date d'achat et le nom du modèle de l'appareil acheté

Si l'appareil devrait demander l'assistance technique s'adresser au vendeur ou auprès de notre siège. Ceci pour conserver inaltérée l'efficacité de votre appareil et pour NON invalider la garantie. Des éventuelles manipulations de l'appareil de la part du personnel non autorisé invalident automatiquement la garantie.

CONDITIONS DE GARANTIE

S'il y a des pannes à cause des défauts de matériel et/ou de fabrication pendant la période de garantie, nous garantissons la réparation du produit gratuitement.

Elles ne sont pas couvertes de la garantie toutes les parties qui devraient résulter défectueuses à cause de :

- a. Dommages de transport ou de chutes accidentelles,
- b. Installation erronée ou inadaptation de l'installation électrique,
- c. Réparations ou modifications effectuées par un personnel non autorisé,
- d. Manque ou incorrect entretien et nettoyage,
- e. Produit et/ou parties du produit relevant de l'usure et/ou consommables (ex : lampes piles, lames)
- f. Manque d'observation des instructions pour le fonctionnement de l'appareil, négligence dans l'utilisation

La liste indiquée ci-dessus est à titre purement exemplaire et non exhaustif, car la présente garantie est donc exclue pour toutes les circonstances qui ne peuvent pas dériver des défauts de fabrication de l'appareil.

En outre la garantie est exclue dans tous les cas d'usage impropre de l'appareil et en cas d'usage professionnel.

Beper S.R.L. décline chaque responsabilité pour des éventuels dommages qui peuvent directement ou indirectement dériver à des personnes, des choses et des animaux domestiques, en conséquence au non-respect de toutes les prescriptions indiquées dans le « livret des instructions et des précautions » approprié, en thème d'installation, d'utilisation et d'entretien de l'appareil.

Le service après-vente est effectué par votre revendeur ou par l'importateur/distributeur des produits Beper.

Écrivez un e-mail au **assistenza@beper.com** pour connaître le centre service agréé Beper le plus proche de chez vous.

Allgemeine warnhinweise

Lesen sie diese anleitung, bevor sie das gerät in betrieb nehmen.

Vor und während des Gebrauchs des Gerätes ist es notwendig, einige grundlegende Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Vergewissern Sie sich nach dem Entfernen der Verpackung, dass das Gerät intakt ist. Verwenden Sie das Gerät im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an fachlich qualifiziertes Personal. Verpackungselemente (Plastiktüten, Polystyrol, etc.) dürfen nicht in Reichweite von Kindern bleiben, da sie potenzielle Gefahrenquellen darstellen.

Vergewissern Sie sich immer, dass die Netzspannung mit der auf dem technischen Datenschild angegebenen übereinstimmt und dass das System mit der Leistung des Geräts kompatibel ist.

Ziehen Sie niemals am Kabel, um es von der Steckdose zu trennen. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht mit heißen oder scharfen Oberflächen in Berührung kommt.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel beschädigt ist.

Bei Beschädigung des Netzkabels muss dieses durch den Hersteller oder seinen Technischen Kundendienst oder in jedem Fall durch eine Person mit ähnlicher Qualifikation ersetzt werden, um ein Risiko zu vermeiden.

Schließen Sie das Gerät nur an eine Wechselstrom- Steckdose an. Im Allgemeinen wird die Verwendung von Adapters, Mehrfachsteckdosen und/oder Verlängerungskabeln nicht empfohlen. Wenn ihre Verwendung unerlässlich wird, verwenden Sie nur Adapter und Verlängerungskabel, die den geltenden Sicherheitsnormen entsprechen.

Dieses Gerät darf nur für den Zweck verwendet werden, für den es ausdrücklich konzipiert wurde. Jede andere Verwendung ist als unsachgemäß und damit gefährlich anzusehen und führt zum Erlöschen der Garantie. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen, fehlerhaften oder ungeeigneten Gebrauch entstehen. Um eine gefährliche Überhitzung zu vermeiden, wird empfohlen, das Netzkabel über die gesamte Länge abzuwickeln.

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie das Zubehör wechseln oder reinigen.

Lassen Sie das Gerät nicht Witterungseinflüssen (Regen, Sonne, etc.) ausgesetzt.

Halten Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (z.B. Heizkörpern).

Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten verwendet werden; von Personen, denen die Erfahrung und Kenntnisse über das Gerät fehlen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person sorgfältig überwacht oder gut in die Bedienung des Geräts eingewiesen.

Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

Wenn Sie sich entscheiden, dieses Gerät als Abfall zu entsorgen, wird empfohlen, es außer Betrieb zu setzen.

Es wird auch empfohlen, teile des gerätes, die eine gefahr darstellen können, sicher zu entsorgen. Dieses gerät darf nicht von kindern benutzt werden. Bewahren sie das gerät ausserhalb der reichweite von kindern auf.

Sicherheitshinweis

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es eingesteckt ist; ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn es nicht benutzt wird und bevor Sie die herausnehmbaren Einsätze entfernen.

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.

Verwenden Sie das Gerät nicht unter Decken oder Kissen, um eine Überhitzung und die daraus resultierende Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu vermeiden.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht zur Selbstbehandlung von Erkrankungen, die den Einsatz von medizinischem Fachpersonal erfordern.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie sich unwohl fühlen.

Dieses Massagegerät ist als nicht-professionelles Gerät zu betrachten, das zur Linderung von Muskelschmerzen und Ermüdung entwickelt wurde. Es ist nicht als Ersatz für eine spezialisierte medizinische Versorgung gedacht. Wenn Beschwerden und Symptome nach der Anwendung des Geräts nicht verschwinden oder sich verschlimmern, suchen Sie Ihren Arzt auf.

⚠ Vorsicht: Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder medizinisches Fachpersonal, bevor Sie das Gerät verwenden, wenn Sie schwanger sind oder sich im Wochenbett befinden, wenn Sie Herz-Kreislauf-Probleme haben einen Herzschrittmacher tragen, an Diabetes oder anderen speziellen Erkrankungen leiden, an Venenentzündungen und/oder Thrombosen leiden, Entzündungen oder Gelenkverletzungen haben, an schwachen Knochen und Osteoporose leiden, hohes Fieber haben, an Skoliose oder ähnlichen Erkrankungen leiden, Prothesen tragen oder andere spezielle Zustände und Erkrankungen haben, die die Aufmerksamkeit eines medizinischen Fachmanns erfordern.

Verwenden Sie das Gerät nicht im Schlaf oder wenn Sie sich schlaftrig fühlen.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie extrem geschwollene oder entzündete Füße haben oder wenn Sie einen Ausschlag haben.

Personen mit verminderter Hautsensibilität oder Durchblutungsstörungen wird die Verwendung des Geräts nicht empfohlen.

Stellen Sie den Betrieb des Geräts sofort ein, wenn Sie Beschwerden oder Unwohlsein durch die Benutzung verspüren.

Das Gerät erzeugt therapeutische Wärme: Personen mit hoher Wärmeempfindlichkeit müssen bei der Anwendung sehr vorsichtig sein.

Verwenden Sie das Gerät nicht zusammen mit anderen Therapiegeräten, Heizdecken usw.

Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck und wie in diesem Handbuch beschrieben. Verwenden Sie keine Zubehörteile/Komponenten, die nicht mit dem Produkt geliefert wurden.

Verwenden Sie das Gerät nicht unter dem Einfluss von Alkohol, Schmerz- oder Beruhigungsmitteln.

Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.

Dieses Gerät darf nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder kognitiven Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen ohne Aufsicht oder ohne Anweisungen und Warnungen bezüglich des korrekten Gebrauchs des Geräts und der möglichen Risiken verwendet werden.

Tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel und verwenden Sie das Kabel nicht als Griff.

Lassen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen oder anderen wärmeerzeugenden Geräten.

Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitzte immer frei von Staub oder Schmutz sind.

Lassen Sie das Gerät nicht fallen und stecken Sie keine Gegenstände in das Gerät.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, wenn das Gerät eine Funktionsstörung aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder wenn es versehentlich in Wasser getaucht wurde.

Nicht in Gegenwart von Aerosolprodukten oder während einer Sauerstofftherapie verwenden.

Verwenden Sie das Massagegerät nicht im Stehen, sondern nur im Sitzen.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es in Wasser getaucht wurde.
Trennen Sie sofort die Stromverbindung.

Halten Sie das Netzkabel und den Adapter von Wärmequellen fern.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Stunde vor und nach den Mahlzeiten, um mögliches Unwohlsein zu vermeiden.

Die mit dem Gerät gelieferte Fernbedienung enthält eine vorinstallierte Lithiumbatterie.

Bewahren Sie die Fernbedienung und die Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

⚠️ Vorsicht: Der Akku kann bei Verschlucken zu inneren Verbrennungen, Perforation von Weichteilen und möglicherweise tödlichen Verletzungen führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach Verschlucken auftreten. Bei Verdacht auf Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen.

Erlauben Sie Kindern nicht, die Batterie ohne Aufsicht von Erwachsenen zu wechseln.

Setzen Sie die Batterie keinen hohen Temperaturen aus. Nehmen Sie sie von der Fernbedienung ab, wenn sie längere Zeit nicht benutzt wird. Werfen Sie den Akku nicht in den Hausmüll, werfen Sie ihn nicht ins Feuer und versuchen Sie nicht, ihn zu verbrennen. Beachten Sie die am Einsatzort geltenden Vorschriften zur korrekten Entsorgung des Akkus.

Produktbeschreibung Abb. A

1. Obere Abdeckung
2. Bedienfeld
3. Reißverschluss zum Entfernen von Textileinlagen
4. Herausnehmbare Textileinsätze
5. Basis
6. Stromversorgung
7. Fernbedienung

Bedienung über das Bedienfeld Abb.B

Verbinden Sie das Netzteil mit dem Kabel, das sich an der Unterseite des Geräts befindet, und stellen Sie sicher, dass die Stecker gut eingesteckt sind: Die LED

Anzeige der POWER-Taste blinkt und zeigt damit an, dass sich das Massagegerät im Stand-by-Modus befindet. Durch Drücken der POWER-Taste beginnt das Massagegerät im WORK-Modus (P1) zu arbeiten: minimale Wärme, minimale Massageintensität.

Drücken Sie an dieser Stelle die MODE-Taste, um das gewünschte Massageprogramm auszuwählen:

P1 - Shiatsu + Kompressionsmassage - grüne LED-Anzeige

P2 - Kompressionsmassage - blaue LED-Anzeige

P3 - Shiatsu-Massage - rote LED-Anzeige (in diesem Modus aktiviert das Massagegerät eine sehr leichte Kompression für eine bessere wohltuende Wirkung der Massage).

Nachdem das gewünschte Programm ausgewählt wurde, kann die Intensität von Kompression und Wärme eingestellt werden.

Durch Drücken der Taste HEAT können Sie die Wärme auf die minimale (grüne LED) oder maximale (rote LED) Stufe einstellen. Wenn Sie die Taste INTENSIFY drücken, können Sie die Kompression auf 3 Stufen einstellen: minimale Stufe (grüne LED), mittlere Stufe (blaue LED), maximale Stufe (rote LED).

Zu Beginn ist es ratsam, die Intensität der Kompression auf die niedrigste Stufe einzustellen und sie dann schrittweise entsprechend Ihren Bedürfnissen zu erhöhen (beim Wechsel von einer Stufe zur anderen dauert es etwa 2 Minuten, bis Sie den Unterschied in der Intensität vollständig spüren).

⚠ Achtung: Vor allem zu Beginn der Massage ist es normal, aufgrund der Intensität der Massage und der Arbeit an den Muskeln und Gelenken des Fußes etwas Schmerz und manchmal auch Taubheitsgefühl zu empfinden; wenn das Schmerz- oder Unbehaglichkeitsgefühl nicht verschwindet und/oder unerträglich ist, beenden Sie sofort die Verwendung des Geräts.

⚠ Achtung: Das Sicherheitssystem gegen Überhitzung im Inneren des Geräts begrenzt die Geschwindigkeit, mit der sich das Produkt aufheizt; es kann ca. 5-10 Minuten dauern, bis die Hitze spürbar wird.

Bedienung der Fernbedienung Abb. B

Aktivieren Sie die Batterie, indem Sie die Kunststoffschutzlasche entfernen.

Alle Funktionen, die über das Bedienfeld ausgewählt werden können, können auch über die Fernbedienung aktiviert werden: siehe vorheriger Abschnitt.

Automatische Abschaltung

Aus Sicherheitsgründen ist das Massagegerät mit einer Abschaltautomatik ausgestattet, die den Betrieb nach 15 Minuten beendet und in den Stand-by-Modus zurückkehrt (die LED-Anzeige der POWER-Taste blinkt). Um die Massage erneut zu starten, drücken Sie die POWER-Taste und wählen Sie die gewünschte Funktion.

⚠ Warnung: Verwenden Sie das Massagegerät nicht länger als 30 Minuten; eine längere Verwendung kann zu Schmerzen und möglichen Verletzungen führen.

Reinigung und Wartung

Bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose.

Verwenden Sie den Reißverschluss, um die Textileinlagen zu entfernen.

Die Einsätze können bei 30° im Schonwaschgang in der Waschmaschine gewaschen werden (nicht im Trockner trocknen und nicht bügeln).

Zur Reinigung der Außenfläche des Massagegeräts verwenden Sie ein weiches, leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch; verwenden Sie ein neutrales Reinigungsmittel, um eventuelle Flecken zu entfernen. Gründlich trocknen.

⚠ Achtung: Verwenden Sie kein Benzol oder andere scheuernde oder ätzende Reinigungsmittel.

Lagern Sie das Massagegerät bei Nichtgebrauch vor Staub, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt, am besten in der Originalverpackung.

Technische Daten

Leistung: 36 W

Adapter:

Eingang: AC 100-240V, 50/60Hz, 0,8A

Ausgang: DC 24V, 1,5A

In Hinblick auf eine Verbesserungsperspektive behält sich Beper das Recht vor, das betreffende Produkt ohne Voranmeldung zu ändern bzw. umzubauen.



Die WEEE-Richtlinie (von engl.: Waste Electrical and Electronic Equipment; deutsch: (Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall)) ist die EG-Richtlinie 2011/65/EU zur Reduktion der zunehmenden Menge an Elektronikschrott aus nicht mehr benutzten Elektro- und Elektronikgeräten. Ziel ist das Vermeiden, Verringern sowie umweltverträgliche Entsorgen der zunehmenden Mengen an Elektronikschrott durch eine erweiterte Herstellerverantwortung.

Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.

Bringen Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde.

Elektro- und Elektronikgeräte mit folgender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll, sondern nur noch über die öffentlichen Entsorgungsträger und anschließende Rückgabe an die Hersteller und Importeure entsorgt werden.

GARANTIESCHEIN

Die Gewährleistung gilt 24 Monate ab Kaufdatum für Material- und Herstellungsfehler.

Die Garantie gilt nur wenn der Garantieschein vom Kaufbeleg (Quittung), mit Kaufdatum und Name des gekauften Gerätemodells, begleitet wird.

Sollte das Gerät einmal technische Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder an unserem Firmensitz. Dies um die Effizienz des Gerätes aufrechtzuerhalten und damit die Garantie NICHT erlischt. Bei eventuellen Beschädigungen des Gerätes durch nicht autorisierte Personen, erlischt die Garantie automatisch.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Sollte es zu Funktionsstörungen aufgrund von Fehlern in Material und / oder Verarbeitung während der Garantiezeit kommen, garantieren wir die Reparatur des Produkts kostenlos.

Alle Teile die nicht durch Garantie gedeckt sind, sind die, die sich als defekt erweisen aufgrund von:

- a. Transportschäden oder Stürze,
- b. Falscher Installation oder ungeeigneter elektrischer Anlage,
- c. Reparaturen oder Änderungen durch nicht autorisierte Personen,
- d. Fehlender oder falscher Wartung und Reinigung,
- e. Produkt und / oder Teile des Produkts, die dem Verschleiß unterliegen und / oder Verbrauchsmaterial (z. B.: Lampen, Batterien, Klingen) darstellen
- f. Nicht befolgen der Gebrauchsanweisungen des Gerätes, Fahrlässigkeit oder unvorsichtigem Gebrauch.

Die obige Liste ist beispielhaft und nicht erschöpfend, da diese Garantie für all jene Situationen ausgeschlossen ist, den keinem Produktionsfehler zuzuweisen sind.

Die Garantie ist auch in allen Fällen von missbräuchlichen Verwendung des Gerätes und im Falle vom beruflichen Einsatz ausgeschlossen.

Beper Srl übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die direkt oder indirekt Personen, Gegenstände und Haustieren betreffen könnten, als Folge der Nicht-Einhaltung aller in der Broschüre „Gebrauchsanweisungen und Warnungen“ enthaltenen Anweisungen in Bezug auf Installation, Bedienung und Wartung.

Treten sie bitte in Verbindung mit ihren Händler in Ihrem Land oder Post Sales Abteilung von fa. Beper.

E-mail assistenza@beper.com die Ihren Händler nennen wird

Advertencias generales

Leer estas instrucciones antes de usar el aparato

Antes y durante el uso del artículo es necesario seguir algunas precauciones básicas.

Tras haber quitado el embalaje, asegurarse de la integridad del artículo. En caso de duda, no utilizar el artículo y dirigirse a personal profesionalmente cualificado.

Los elementos del embalaje (bolsas de plástico, polistirolo, etc.) no deben dejarse cerca del alcance de los niños al representar un peligro para ellos.

Se recomienda no tirar junto con los residuos domésticos los materiales presentes en el embalaje sino depositarlos en centros de recogida de residuos, solicitando información adicional al gestor del punto de recogida urbano del propio ayuntamiento donde se resida.

Asegurarse siempre de que la tensión de la red eléctrica sea igual a la indicada en la etiqueta de los datos técnicos que y que la instalación sea compatible con la potencia del aparato.

En caso de incompatibilidad entre el enchufe del aparato y la toma de corriente, sustituir el enchufe por otro por una persona profesionalmente cualificada. En concreto, este último, deberá también corroborar que la sección de cables de presa sea la idónea a la potencia necesaria para el aparato.

No tirar nunca el cable para desenchufarlo de la corriente eléctrica.

Asegurarse de que el cable no esté en contacto con superficies cálidas o cortantes.

No utilizar el aparato con el cable dañado.

Conectar el aparato exclusivamente a una presa de corriente alterna.

En general, se desaconseja el uso de adaptadores, presas múltiples y prolongadores. Si el uso fuera indispensable, es necesario utilizar sólamente adaptadores y prolongadores de acuerdo a las normas vigentes de seguridad.

Este aparato deberá destinarse sólo al uso para el que ha sido fabricado. Cualquier otro tipo de uso será considerado inapropiado y, por lo tanto, peligroso y hará perder la garantía del mismo. El fabricante no podrá ser considerado el responsable de los posibles daños derivados de usos inadecuados, erróneos e irracionales.

Para evitar sobrecalentamientos peligrosos, se recomienda estirar totalmente el cable de alimentación y de desenchufar el enchufe de la red de alimentación eléctrica cuando el aparato no esté siendo utilizado.

Para evitar calentamientos peligrosos, se recomienda estirar completamente el cable de alimentación y desenchufarlo de la red eléctrica cuando no esté siendo utilizado.

No introducir nunca el aparato en agua u otros líquidos.

No tocar el aparato con las manos o pies mojados o húmedos.

No utilizar el aparato con los pies desnudos.

No dejar el aparato expuesto a los agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.)

No dejar el aparato cerca de fuente de calor (ej.radiador)

Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluido niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida o personas con falta de experiencia y conocimiento del aparato salvo que estén controladas o bien instruidas respecto al uso del propio aparato por parte de la persona responsable de su seguridad.

Asegurarse de que no niños no jueguen con el aparato.

Cuando se decida tirar a la basura este aparato, se recomienda convertirlo en inoperante previamente cortando el cable de alimentación.

Se recomienda además convertir en inócuas las partes del aparato susceptibles de constituir un problema, especialmente para los niños que podrían utilizar el aparato para jugar.

Precaución

Lea este manual detenidamente antes de usarlo y lo guarde para consultarla en futuro.

Nunca deje el aparato sin vigilancia cuando está conectado a la toma de corriente; lo desconecte de la toma de corriente cuando no está en uso y antes de quitar los insertos extraíbles.

Desconecte la fuente de alimentación del aparato si no lo utiliza por largos períodos de tiempo.

No utilice el aparato debajo de mantas o almohadas, para evitar el sobrecalentamiento y el consiguiente riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones.

No utilice este aparato para el autotratamiento de patologías que requieran la atención de personal médico especializado.

No utilice el aparato si no se encuentra bien.

Este masajeador debe considerarse un aparato no profesional, diseñado para aliviar el dolor y la fatiga muscular. No está destinado a sustituir la atención médica especializada. Si los dolores y los síntomas no desaparecen o empeoran después de usar el aparato, consulte a su médico.

⚠ Advertencia: consulte a su médico o especialista antes de utilizar el aparato en caso de embarazo o posparto, problemas cardiovasculares y circulatorios, marcapasos, diabetes u otras afecciones particulares, flebitis y / o trombosis, disfunciones, inflamaciones o lesiones articulares, debilidad ósea y osteoporosis, alta fiebre, escoliosis u otras afecciones similares, prótesis u otras afecciones y enfermedades especiales que requieran la atención de personal médico especializado.

No utilice el aparato mientras duerme o en caso de somnolencia.

No use el aparato si sus pies están extremadamente hinchados, inflamados o si tiene un sarpullido.

No se recomienda el uso del aparato a personas con sensibilidad cutánea reducida o problemas circulatorios.

Suspenda inmediatamente el funcionamiento del aparato en caso de malestar debido al uso.

El aparato produce calor terapéutico: las personas con alta sensibilidad al calor deben prestar mucha atención durante el uso.

No utilice el aparato junto con otros dispositivos terapéuticos, mantas eléctricas, etc.

Utilice el aparato sólo para el uso para el que está diseñado y como se describe en este manual. No utilice accesorios / componentes no suministrados con el aparato.

No utilice el aparato bajo la influencia de alcohol, analgésicos o sedantes.

No permita que los niños jueguen con el aparato.

Este aparato no puede ser utilizado por niños, ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o cognitivas reducidas, o con poca experiencia y conocimiento, sin vigilancia o sin haber recibido instrucciones y advertencias sobre el uso correcto del aparato y los posibles riesgos asociados.

No transporte el aparato por el cable de alimentación y no utilice el cable como mango.

No deje el aparato cerca de fuentes de calor, como radiadores, estufas u otros dispositivos que generan calor.

Controle que los difusores de ventilación estén siempre libres de polvo o suciedad.

No deje caer el aparato y no inserte objetos dentro de él.

No utilice el aparato si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, o en caso de mal funcionamiento, caída accidental o si el aparato ha sido sumergido accidentalmente en agua.

No lo use en presencia de productos en aerosol o en caso de terapia de oxígeno.

No utilice el masajeador de pie, solo sentado.

No utilice el aparato si ha sido sumergido en agua. Lo desconecte inmediatamente.

Mantenga el cable de alimentación y el adaptador lejos de fuentes de calor.

Es recomendable no utilizar el aparato en la hora antes y después de las comidas, para evitar posibles molestias.

El mando a distancia suministrado con el aparato contiene una batería de litio preinstalada.

Mantenga el mando y la batería fuera del alcance de los niños.

⚠ Advertencia: si se ingiere, la batería puede provocar quemaduras internas, perforación de tejidos blandos y causar lesiones hasta la muerte. Las quemaduras graves pueden ocurrir dentro de las 2 horas posteriores a la ingestión. Busque atención médica inmediata si sospecha ingestión.

No permita que los niños reemplacen la batería sin la vigilancia de un adulto.

No someta la batería a altas temperaturas. La quite del mando si no lo usa por períodos prolongados.

No deseche la batería agotada con la basura común; no la arroje al fuego ni intente quemarla. Siga la normativa vigente en el lugar de uso para la correcta eliminación de la batería.

Descripción del aparato Fig. A

1. Tapa superior
2. Panel de control
3. Cremallera para quitar insertos textiles
4. Insertos textiles extraíbles
5. Base
6. Fuente de alimentación
7. Mando a distancia

Funcionamiento desde el panel de control Fig.B

Conecte la fuente de alimentación al cable ubicado en la base del aparato, controlando que los injertos estén correctamente insertados, y luego conecte el enchufe a la toma de corriente: el indicador LED del botón POWER parpadea, lo que indica que el masajeador está en espera.

Pulsando el botón POWER, el masajeador comienza a funcionar en modo TRABAJO (P1): calor mínimo, intensidad mínima del masaje.

A este punto, pulse el botón MODE para elegir el programa de masaje deseado:

P1 - masaje shiatsu + compresión - indicador LED verde

P2 - masaje de compresión - indicador LED azul

P3 - masaje shiatsu - indicador LED rojo (en este modo, el masajeador activará una compresión muy ligera para un mejor efecto beneficioso del masaje).

Una vez seleccionado el programa deseado, será posible ajustar la intensidad de compresión y calor.

Pulsando el botón HEAT, puede establecer el nivel de calor al mínimo (LED verde) o al máximo (LED rojo).

Pulsando el botón INTENSIFY puede ajustar la compresión en 3 niveles: nivel mínimo (LED verde), nivel medio (LED azul), nivel máximo (LED rojo).

Al principio, es recomendable ajustar la intensidad de la compresión al nivel mínimo, y luego aumentarla gradualmente según sus necesidades (al pasar de un nivel a otro, se necesitan unos 2 minutos para sentir completamente la diferencia de intensidad). .

⚠ Cuidado: especialmente al inicio del masaje, es normal sentir un poco de dolor y, a veces, entumecimiento, debido a la intensidad del masaje y al trabajo en los músculos y articulaciones del pie; Si la sensación de dolor o malestar no desaparece y / o resulta insopportable, deje de utilizar el aparato enseguida.

⚠ Advertencia: el sistema de seguridad anti-sobrecalentamiento dentro del aparato limita la velocidad de calentamiento del aparato; pueden pasar de 5 a 10 minutos antes de que se perciba el calor de forma notable.

Funcionamiento con el mando a distancia Fig. B

Active la batería quitando la pestaña de protección de plástico.

Todas las funciones que se pueden seleccionar desde el panel de control también se pueden activar desde el mando a distancia: consulte el párrafo anterior.

Apagado automático

Por razones de seguridad, el masajeador está equipado con un sistema de apagado automático, que después de 15 minutos suspende su funcionamiento, devolviéndolo al modo de espera (el indicador LED del botón POWER parpadea). Para empezar otra vez el masaje, pulse el botón de ENCENDIDO y seleccione la función deseada.

⚠ Advertencia: no utilice el masajeador por más de 30 minutos; el uso prolongado puede causar dolor y posibles lesiones.

Limpieza y mantenimiento

Antes de continuar con la limpieza del aparato, control que haya desconectado la fuente de alimentación de la toma de corriente.

Utilice la específica cremallera para quitar los insertos textiles.

Los insertos se pueden lavar en la lavadora en ciclo delicado de 30 ° (no secar en la secadora ni planchar).

Para limpiar la superficie externa del masajeador, use un paño suave ligeramente humedecido con agua; use un detergente neutro para quitar las manchas. Seque bien.

⚠ Precaución: No utilice benceno u otros limpiadores abrasivos o corrosivos.

Cuando no está en uso, guarde el masajeador lejos del polvo, la humedad y la luz solar directa, preferiblemente dentro de su embalaje original.

Datos técnicos

Potencia: 36W

Adaptador:

Entrada: CA 100-240V, 50 / 60Hz, 0.8A

Salida: DC 24 V, 1,5 A

Con el objetivo de mejorar constantemente, Beper se reserva el derecho de aportar cambios y mejoras al producto sin previo aviso.



Al término de la vida útil del aparato, no eliminar como residuo municipal sólido mixto sino eliminarlo en un centro de recogida específico colocado en vuestra zona o entregarlo al distribuidor a la hora de comprar un nuevo aparato del mismo tipo y destinado a las mismas funciones. El distribuidor se cargará el costo de eliminación de los equipos siguiendo las normas actuales.

Este procedimiento de recogida separada de los equipos eléctricos y electrónicos se realiza con el propósito de una política del medioambiente comunitaria con objetivos de salvaguardia, defensa y mejoramiento de la calidad del medioambiente y para evitar efectos potenciales en la salud de los seres humanos debido a la presencia de dentro de estos equipos o a un uso inapropiado de los mismos o de algunas de sus partes. Està Vuestra y nuestra competencia ayudar la defensa del medioambiente.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

La garantía es valida 24 meses a partir de la fecha de compra para todos los defectos de material o de fabricación.

La garantía es valida sólo si presenta el recibo fiscal con la fecha de compra y el nombre del modelo del aparato comprado.

Si el aparato requiere asistencia, contacte su vendedor o nuestra empresa. Eso para preservar el rendimiento de su aparato y NO invalidar la garantía. Toda manipulación del aparato por una persona no autorizada anula automáticamente la garantía.

CONDICIONES DE GARANTÍA

Si aparecen averías a causa de un defecto de material y/o fabricación durante la garantía garantizamos gratuitamente la reparación del aparato.

No se tienen en cuenta en la garantía todas las partes que sean defectuosas debidas a:

- a. Daños en el transporte o caídas accidentales.
- b. Instalación eléctrica incorrecta y no conforme.
- c. Reparaciones o modificaciones realizadas por personal no especializado.
- d. Falta o incorrectos limpieza y mantenimiento.
- e. Aparato y/o partes del aparato expuestas a deterioro y/o consumo (lámparas, pilas, cuchillas).
- f. Falta de cumplimiento de las instrucciones para el funcionamiento del aparato, negligencia en el uso.

Esta lista es simplificada y no completa ya que esta garantía se anula para todas aquellas circunstancias que no permiten remontar a defectos de fabricación del aparato.

La garantía se anula en cada caso de uso impropio del aparato y en caso de un uso profesional.

Beper Srl declina toda responsabilidad por cualquier daño que puede directamente o indirectamente resultar de personas, cosas o animales domésticos en consecuencia de la falta de cumplimiento de todas las instrucciones indicadas en este "Manual de Instrucciones y Advertencias" en términos de instalación, uso y mantenimiento del aparato.

Contacte con el distribuidor de su país o el departamento de post venta de Beper.

Envie un e-mail a assistenza@beper.com y le enviaremos datos de su servicio técnico en su país.

Σημαντικές προειδοποιησεις ασφαλειας

Πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες χρήσεως και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες, δεδομένου ότι θα σας δώσουν χρήσιμες πληροφορίες για την ασφάλεια σχετικά με την εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση και θα σας βοηθήσουν να αποφύγετε ατυχίες και πιθανά ατυχήματα.

Αφαιρέστε τη συσκευασία και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι άθικτη με ιδιαίτερη προσοχή στο καλώδιο τροφοδοσίας. Τα στοιχεία της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες κλπ.) δεν πρέπει να είναι προσβάσιμα στα παιδιά, προκειμένου να προφυλαχθούν από τις πηγές κινδύνου. Συνιστάται να μην ρίξετε τα στοιχεία της συσκευασίας σε οικιακά απορρίμματα, αλλά να τα τοποθετήσετε στο κατάλληλο σημείο συλλογής ή καταστροφής των απορριμμάτων του τμήματος καθαριότητας του Δήμου σας.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο ή από εξίσου ειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.

Πριν συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στα στοιχεία που αναγράφονται στην ετικέτα. Η συσκευή μπορεί να καταστραφεί αν η τάση δεν είναι σωστή.

Αν το φίς δεν ταιριάζει στην πρίζα απευθυνθείτε σε ειδικευμένο άτομο προκειμένου να αντικαταστήσει το βύσμα με το κατάλληλο και να διασφαλίσει ότι το τμήμα καλωδίων της πρίζας είναι κατάλληλο για την απορρόφηση της ενέργειας της συσκευής σας.

Γενικά, η χρήση προσαρμογέα πολλαπλών βυσμάτων και / ή επεκτάσεων δεν συνιστάται. Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιείστε μόνο απλό ή πολλαπλό προσαρμογέα και επέκταση σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας που ισχύουν, διασφαλίστε ότι τα όρια ισχύος τα οποία είναι σημειωμένα στον απλό προσαρμογέα και στις επεκτάσεις και η μέγιστη ισχύς που είναι σημειωμένη στον πολλαπλό προσαρμογέα δεν υπερβαίνονται.

Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημία.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από μια μη σωστή λειτουργία. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε την για μην ανοίξει και σπάσει και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα για την επισκευή της συσκευής γιατί απαιτούνται γνήσια ανταλλακτικά. Η μη σωστή τήρηση των οδηγιών μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια της συσκευής σας.

Αυτή η συσκευή πρέπει να προορίζεται για την χρήση για την οποία κατασκευάστηκε.

Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ως ακατάλληλη και κατά συνέπεια επικίνδυνη.

Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που οφείλονται σε ακατάλληλη, λανθασμένη ή απερίσκεπτη χρήση. Η συσκευή αυτή προορίζεται ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Για την προστασία από ηλεκτροπληξία, μη βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή οποιοδήποτε άλλο μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εκρηκτικές ύλες, εύφλεκτα υλικά, αέρια και φλόγες.

Μην αφήνετε τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία ή ανθρώπους χωρίς εμπειρία ή τεχνική ικανότητα να χρησιμοποιούν τη συσκευή, εάν δεν έχουν σωστή επίβλεψη. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με την συσκευή.

Μη κρατάτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή πόδια. Μη κρατάτε τη συσκευή με γυμνά πόδια.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε άλλα εξαρτήματα εκτός από εκείνα που προβλέπονται από Beper. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο ή τραυματισμό.

Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή στον άμεσο περιβάλλοντα χώρο του μπάνιου, του ντους ή της πισίνας.

Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποσυνδέσετε την συσκευή.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή από τον πάγκο της κουζίνας και δεν έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες.

Προειδοποιησεις

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν τη συνδέετε στην πρίζα. Αποσυνδέστε την όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν αφαιρέστε τα μαξιλαράκια των ποδιών.

Αφαιρέστε τον αντάπτορα από τη συσκευή εάν δε χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κάτω από κουβέρτες ή μαξιλάρια, για να αποφύγετε την υπερθέρμανση και τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμών.

Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για θεραπεία συγκεκριμένων ιατρικών παθήσεων που απαιτούν τη μέριμνα εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση δυσφορίας.

Αυτή η συσκευή μασάζ πρέπει να θεωρείται μη επαγγελματική, σχεδιασμένη για την ανακούφιση του μυϊκού πόνου. Δεν πρέπει να θεωρείται υποκατάστατο της εξειδικευμένης ιατρικής περίθαλψης. Εάν τα συμπτώματα της πάθησης δεν υποχωρούν ή επιδεινώνονται, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

⚠ Προειδοποίηση: απαιτείται συμβουλή από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό πριν από τη χρήση της συσκευής σε περίπτωση εγκυμοσύνης ή μετά τον τοκετό, καρδιαγγειακών και κυκλοφορικών προβλημάτων, βηματοδότη, διαβήτη ή άλλων συγκεκριμένων ιατρικών καταστάσεων, φλεβίτιδας και / ή θρόμβωσης, δυσλειτουργίας των αρθρώσεων, φλεγμονής ή τραυματισμών, αδύναμων οστών, οστεοπόρωσης, υψηλού πυρετού, σκολίωσης ή άλλων παρόμοιων καταστάσεων, πρόσθεσης τεχνητού μέρους σώματος ή άλλων ιατρικών καταστάσεων και ασθενειών που απαιτούν εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ κοιμάστε ή αισθάνεστε υπνηλία.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση σοβαρά πρησμένου ποδιού ή φλεγμονής στο πόδι ή σε περίπτωση δερματικής βλάβης.

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που παρουσιάζουν έστω και μειωμένη ευαισθησία στο δέρμα ή με κυκλοφορικά προβλήματα.

Σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής σε περίπτωση πόνου ή δυσφορίας που σχετίζεται με τη χρήση του μασάζ.

Η συσκευή παράγει θερμότητα: άτομα με υψηλή ευαισθησία στη θερμότητα θα πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα κατά τη χρήση της συσκευής.

Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή σε συνδυασμό με άλλες θεραπευτικές συσκευές, ηλεκτρικές κουβέρτες κ.λπ.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συσκευή μόνο για την προβλεπόμενη χρήση της και όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ / εξαρτήματα που δεν παρέχονται με τη συσκευή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή υπό την επήρεια αλκοολούχων ποτών, πτυσίπονων ή ηρεμιστικών.

Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.

Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, χωρίς επίβλεψη ή εάν δεν τους δοθούν οδηγίες και προειδοποιήσεις σχετικά με τη σωστή και ασφαλή χρήση της συσκευής και τους δυνατούς κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση της.

Μη μεταφέρετε τη συσκευή κρατώντας την από το καλώδιο τροφοδοσίας και μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή.

Μην αφήνετε τη συσκευή κοντά σε πηγές θέρμανσης, όπως καλοριφέρ, σόμπες ή άλλες συσκευές που παράγουν θερμότητα.

Βεβαιωθείτε ότι οι οπές εξαερισμού είναι πάντα απαλλαγμένες από σκόνη και βρωμιά.

Μη ρίχνετε τη συσκευή και μην εισάγετε κανένα αντικείμενο μέσα στη συσκευή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση που το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα του είναι κατεστραμμένο ή σε περίπτωση δυσλειτουργίας, τυχαίας πτώσης ή σε περίπτωση που η συσκευή έχει πέσει κατά λάθος σε νερό.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρουσία προϊόντων αερολύματος ή όπου χορηγείται οξυγόνο.

Μη στέκεστε όρθιοι ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή μασάζ. Να τη χρησιμοποιείτε μόνο όταν κάθεστε.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει βυθιστεί σε νερό. Αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα.

Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας και τον αντάπτορα μακριά από πηγές θέρμανσης.

Συνιστάται να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή μία ώρα πριν και μετά τα γεύματα, για να αποφύγετε πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Το τηλεχειριστήριο που παρέχεται περιέχει μια προεγκατεστημένη μπαταρία λιθίου. Κρατήστε το τηλεχειριστήριο και την μπαταρία του μακριά από παιδιά.

⚠ Προειδοποίηση: σε περίπτωση κατάποσης, η μπαταρία μπορεί να προκαλέσει εσωτερικά εγκαύματα, διάτρηση μαλακών ιστών και να οδηγήσει σε δυνητικά θανατηφόρους τραυματισμούς. Μπορεί να προκληθούν σοβαρά εγκαύματα εντός 2 ωρών από την κατάποση. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια εάν υπάρχει υποψία κατάποσης.

Μην αφήνετε τα παιδιά να αντικαταστήσουν την μπαταρία χωρίς επίβλεψη ενηλίκου. Μην εκθέτετε την μπαταρία σε υψηλή θερμοκρασία. Αφαιρέστε την από το τηλεχειριστήριο εάν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μην πετάτε την εξαντλημένη μπαταρία στα αστικά απορρίμματα. Μην την πετάτε στη φωτιά και μην προσπαθείτε να την κάψετε. Ακολουθήστε τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς για τη σωστή απόρριψη των μπαταριών.

Περιγραφή προϊόντος Εικ. Α

1. Άνω κάλυμμα
2. Πίνακας ελέγχου
3. Φέρμουάρ για την αφάρεση των μαξιλαριών ποδιών
4. Αποσπώμενα μαξιλαράκια ποδιών
5. Κάτω κάλυμμα
6. Αντάπτορας
7. Τηλεχειριστήριο

Λειτουργία από τον πίνακα ελέγχου Εικ. Β

Συνδέστε τον αντάπτορα στο καλώδιο που βρίσκεται στη βάση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι τα σημεία σύνδεσης ταιριάζουν απόλυτα και τοποθετήστε το βύσμα στην πρίζα τοίχου: Η ένδειξη LED του πλήκτρου POWER αρχίζει να αναβοσθήνει, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Πατώντας μία φορά το πλήκτρο POWER, η συσκευή μασάζ αρχίζει να λειτουργεί σε κατάσταση WORK (P1): χαμηλή θερμότητα, χαμηλή ένταση.

Σε αυτό το σημείο, πατήστε το πλήκτρο MODE για να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα μασάζ:

P1 - μασάζ σιάτου + συμπίεση αέρα - πράσινο φως LED

P2 - μασάζ με συμπίεση αέρα - μπλε φως LED

P3 - μασάζ σιάτου - κόκκινη λυχνία LED (σε αυτήν τη λειτουργία, θα ενεργοποιηθεί μια ελαφρά συμπίεση, για καλύτερη εμπειρία μασάζ).

Μόλις επιλεγεί το επιθυμητό πρόγραμμα, είναι δυνατό να ρυθμίσετε το επίπεδο συμπίεσης αέρα και θερμότητας. Πατήστε το πλήκτρο HEAT για να ρυθμίσετε τη θερμότητα σε χαμηλό επίπεδο (πράσινη λυχνία LED) ή υψηλό επίπεδο (κόκκινη λυχνία LED). Πατήστε το πλήκτρο INTENSIFY για να ρυθμίσετε τη συμπίεση αέρα σε 3 διαφορετικά επίπεδα έντασης: χαμηλή ένταση (πράσινη λυχνία LED), μέτρια ένταση (μπλε λυχνία LED), υψηλή ένταση (κόκκινη λυχνία LED).

Στην αρχή, είναι καλύτερο να ρυθμίσετε τη συμπίεση αέρα σε χαμηλή ένταση και, στη συνέχεια, να την αυξάνετε σταδιακά ανάλογα με τις ανάγκες σας (όταν μετακινείστε από το ένα επίπεδο στο άλλο, χρειάζονται περίπου 2 λεπτά για να αισθανθείτε πλήρως τη διαφορά στην ένταση).

⚠ Προειδοποίηση: ειδικά στην αρχή του μασάζ, είναι φυσιολογικό να αισθάνεστε λίγο πόνο και, μερικές φορές, μοιδιασμα, λόγω της έντασης του μασάζ και της πίεσης στους μύες και τις αρθρώσεις των ποδιών. Εάν ο πόνος ή η δυσφορία επιμείνουν και / ή γίνουν αφόρητοι, σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

⚠ Προειδοποίηση: το σύστημα προστασίας από την υπερθέρμανση που είναι τοποθετημένο στη συσκευή περιορίζει την ταχύτητα θέρμανσης του προϊόντος. Μπορεί να χρειαστούν περίπου 5-10 λεπτά για να γίνει αισθητή η θερμότητα.

Λειτουργία από τηλεχειριστήριο Εικ. Β

Ενεργοποιήστε την μπαταρία αφαιρώντας την πλαστική προστατευτική ταινία.

Όλες οι διαθέσιμες λειτουργίες από τον πίνακα ελέγχου μπορούν επίσης να ενεργοποιηθούν από το τηλεχειριστήριο. Ανατρέξτε στην προηγούμενη παράγραφο.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Για λόγους ασφαλείας, αυτή η συσκευή μασάζ είναι εξοπλισμένη με ένα σύστημα αυτόματης απενεργοποίησης, το οποίο σταματά τη λειτουργία της μετά από 15 λεπτά χρήσης και το θέτει σε κατάσταση αναμονής (η ενδεικτική λυχνία LED στα πλήκτρα POWER αναβοσβήνει). Πατήστε το πλήκτρο POWER για να συνεχίσετε τη λειτουργία του μασάζ και επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία.

Καθαρισμός και συντήρηση

Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, φροντίστε να αποσυνδέσετε τον αντάπτορα από την πρίζα.

Χρησιμοποιήστε το φερμουάρ για να αφαιρέσετε τα μαξιλαράκια ποδιών.

Τα μαξιλαράκια ποδιών να πλυθούν στο πλυντήριο στους 30°C σε ήπιο πρόγραμμα (μην κάνετε στεγνό σιδέρωμα και μη σιδερώσετε).

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί, ελαφρώς βρεγμένο με νερό, για να καθαρίσετε την εξωτερική επιφάνεια. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε ένα ουδέτερο απορρυπαντικό για να αφαιρέσετε τους λεκέδες. Στεγνώστε καλά.

⚠ Προειδοποίηση: μη χρησιμοποιείτε βενζόλιο ή άλλα λειαντικά ή διαβρωτικά απορρυπαντικά.

Όταν δε χρησιμοποιείται, αποθηκεύστε τη συσκευή μασάζ μακριά από σκόνη, υγρασία και άμεσο ηλιακό φως, κατά προτίμηση μέσα στην αρχική του συσκευασία.

Τεχνικά δεδομένα

Ισχύς: 36W

Αντάπτορας:

Είσοδος: AC 100-240V, 50 / 60Hz, 0.8A

Έξοδος: DC 24V, 1.5A

Για οποιονδήποτε λόγο βελτιώσης, η Inside διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να βελτιώσει το προϊόν χωρίς καμία ειδοποίηση.



Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/65/EU σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, προβλέπει ότι παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται χωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν, καθώς και τη μείωση των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Το σύμβολο διαγραμμένο "δοχείο αποβλήτων" στο προϊόν υπενθυμίζει σε σας την υποχρέωσή σας, πως όταν επιθυμείτε να πετάξετε τη συσκευή, πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά.

ΌΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Αγαπητέ/ή πελάτη,

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν. Σε περίπτωση που το προϊόν που διαθέτετε απαιτεί service βάσει εγγύησης, επικοινωνήστε με το κεντρικό service μας.

Για την αποφυγή της άσκοπης αναστάτωσης, σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά τα εγχειρίδια χρήστη πριν να επικοινωνήσετε με το service μας.

Τα προϊόντα καλύπτονται με εγγύηση έναντι οποιουδήποτε κατασκευαστικού ελαττώματος για 2 χρόνια από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Εάν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου το προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό λόγω ακαταλληλότητας υλικού ή ποιότητας εργασίας, το κεντρικό service θα επιδιορθώσει ή θα αντικαταστήσει (κατά την αποκλειστική του κρίση) το προϊόν βάσει των ορίων και συνθηκών που ορίζονται πιο κάτω, χωρίς χρέωση για την εργασία και τα ανταλλακτικά:

1. Η εγγύηση ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν χρησιμοποιείται και συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευαστικής εταιρείας.

1. Η εγγύηση παρέχεται μόνο με την προσκόμιση του προϊόντος μαζί με το αρχικό τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς, όπου θα δηλώνεται η ημερομηνία αγοράς και ο τύπος του προϊόντος.

2. Η εγγύηση δεν θα ισχύει σε περίπτωση :

Ζημίας που προκαλείται λόγω κακής χρήσης συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της μη χρήσης του προϊόντος για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται ή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήστη που αφορούν τη σωστή χρήση και συντήρηση, καθώς και της εγκατάστασης ή χρήσης του προϊόντος χωρίς να τηρούνται τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας στη χώρα που χρησιμοποιείται.

Ζημίας που προκαλείται λόγω ατυχημάτων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κεραυνού, ύδατος, πυρός, κατάχρησης ή αμέλειας.

Μετατροπής, παραμόρφωσης, μη δυνατότητας ανάγνωσης ή αφαίρεσης του μοντέλου ή του σειριακού αριθμού από το προϊόν.

Ζημίας που προκαλείται από επιδιορθώσεις ή ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή εταιρείες service.

Ελαπτωμάτων σε οποιοδήποτε σύστημα με το οποίο έχει ενοποιηθεί ή χρησιμοποιείται το προϊόν.

Επικοινωνήστε με τον επισημο διανομέα της beper στην χώρα σας ή με το τμήμα υποστηριξης της Beper στο e-mail assistenza@beper.com

Το οποίο θα προωθησει το αιτήμα σας στον επισημο διανομέα της Beper της χωρας σας.

Instrucțiuni generale privind siguranță

Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire înainte de prima folosire a aparatului.

Citiți cu atenție următoarele instrucțiuni, deoarece ele vă oferă informații utile de siguranță în legătură cu instalarea, folosirea și întreținerea și vă ajută să evitați posibilele accidente.

Îndepărtați ambalajul și asigurați-vă, că aparatul este intact, acordând atenție specială cablului de curent. Ambalajul conține (pungi de plastic, polistiren, etc.) nu au voie să fie accesibile pentru copii, pentru a-i feri de sursele de pericol.

Se recomandă să nu aruncați aceste ambalaje în gunoiul menajer, însă ele se pot transporta la centru de colectare din apropiere sau cerând informații la primărie.

Înainte de conectarea aparatului asigurați-vă că tensiunea rețelei corespunde cu cea trecută pe plăcuța aparatului.

În cazul în care ștecherul nu este potrivit pentru priza dvs, acesta trebuie înlocuit cu altul potrivit de un personal calificat autorizat specializat, care ar trebui să se asigure, că secțiunea ștecherului cablului este potrivit pentru tensiunea aparatului dvs.

Pentru a scoate ștecherul din priză nu trageti niciodată de cablu, doar de ștecher.

Trebuie să vă asigurați că niciodată nu intră cablul în contact cu suprafete fierbinți sau ascuțite.

Nu folosiți aparatul dacă cablul de curent este deteriorat. În cazul unei deteriorări, acesta trebuie înlocuit de producător, de un agent service sau orice altă persoană asemănătoare calificată autorizată pentru evitarea unui pericol.

Doar conectați aparatul la curent alternativ.

În general nu este recomandată folosirea prizelor multiple și/sau prelungitoarelor; dacă totuși folosirea lor este necesară, folosiți vă rugăm adaptare simple sau multiple în conformitate cu regulile de siguranță în vigoare și limita maximă de putere trecută pe adaptorul multiplu să nu fie depășită.

Acest aparat poate fi folosit numai pentru scopul pentru care a fost creat.

Orice altă folosire se consideră a fi impropriu și de asemenea periculoasă. Producătorul nu poate fi responsabil pentru niciun fel de deteriorare a aparatului apărută în urma folosirii improprii, greșite sau neatentă.

Pentru a evita orice risc de încălzire, se recomandă să derulați complet cablul de rețea și să scoateți ștecherul din priză când nu îl folosiți. Înainte de curățare scoateți ștecherul din priză.

Pentru protecție împotriva electrocutării, nu cufundați cablul, ștecherul sau orice altă parte a aparatului în apă sau alte lichide.

Nu țineți aparatul cu mâinile sau picioarele ude.

Nu țineți aparatul când sunteți în picioarele goale.

Nu expuneți aparatul fenomenelor naturii cum sunt ploaia, vântul, ninsoarea.

Nu folosiți aparatul lângă materiale explozive, inflamabile, gaze, flăcări, încălzitoare.

Nu permiteți copiilor, persoanelor cu dizabilități sau oricărei persoane fără experiență sau abilitate tehnică să folosească aparatul dacă nu sunt supravegheata corespunzător. Este necesară supravegherea atentă când aparatul este folosit lângă sau de copii.

Asigurați-vă, că al dvs copil nu se joacă cu aparatul. În cazul în care decideți să nu mai folosiți vreodată aparatul, faceți-l ireparabil tăind cablul de curent după scoaterea ștecherului din priză.

Deci toate părțile periculoase ale aparatului trebuie să fie făcute ireparabile, în special pentru copiii care s-ar putea juca cu aparatul.

Avertismente legate de utilizare

Citii cu atenție acest manual înainte de utilizare, și păstrați-l pentru referințe ulterioare.

Nu lăsați aparatul nesupravegheat când este conectat la priză; deconectați-l când nu este utilizat, și înainte de îndepărtarea huselor pentru picioare.

Îndepărtați adaptorul din aparat dacă nu este utilizat perioade lungi de timp.

Nu utilizați aparatul sub pături ori perne, pentru a evita supraîncălzirea, riscuri de incendiu, electrocutare sau răniri.

Nu utilizați acest aparat pentru autotratarea anumitor afectiuni medicale care necesită atenția personalului medical specializat.

Nu utilizați aparatul în caz de disconfort.

Acest aparat de masaj trebuie considerat un aparat neprofesional, creat pentru ameliorarea durerii musculare și durerii.

Nu trebuie considerat un substitut pentru îngrijirea medicală specializată. Dacă simptomele și afecțiunile nu dispar ori se înrăutățesc, consultați-vă medicul.

⚠ Avertisment: este necesară consultarea cu personal medical specializat înainte de utilizarea aparatului în caz de sarcină sau post-partum, probleme cardiovasculare și circulatorii, stimulator cardiac, diabet sau alte afecțiuni particulare, flebită și / sau tromboză, disfuncție articulară, inflamație sau leziuni, oase slabe, osteoporoză, febră mare, scolioză sau alte afecțiuni similare, proteză sau alte afecțiuni medicale și boli care necesită asistență medicală specializată.

Nu utilizați aparatul în timp ce dormiți ori vă simțiți somnoros.

Nu utilizați aparatul în cazul în care aveți picioarele puternic umflate ori inflamate, sau în cazul unei iritații ori inflamații.

Aparatul nu ar trebui utilizat de persoane cu sensibilitate redusă a pielii sau cu probleme circulatorii.

Opriti imediat utilizarea aparatului în caz de durere ori disconfort legat de utilizarea aparatului de masaj.

Aparatul produce căldură terapeutică: indivizi cu sensibilitate ridicată la căldură ar trebui să fie extrem de precauți în timpul utilizării aparatului.

Nu utilizați acest aparat în legătură cu alte dispozitive terapeutice, pături electrice etc.

Utilizați acest aparat numai pentru destinația sa și precum este descris în acest manual. Nu utilizați niciun accesoriu/partea componentă care nu a fost furnizat cu aparatul.

Nu utilizați aparatul sub influența băuturilor alcoolice, analgezice sau sedative.

Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.

Acest dispozitiv nu poate fi utilizat de copii, ori persoane cu capacitatele fizice, senzoriale ori intelectuale reduse, ori de cei fără experiență și cunoștințe, decât dacă sunt supravegheate și au primit instructajul necesar legat de utilizarea în siguranță a aparatului și posibilele riscuri legate de utilizarea acestuia.

Nu transportați aparatul ținându-l de cablul de alimentare și nu folosiți cablul ca pe un mâner.

Nu lăsați aparatul lângă surse de căldură, precum radiatoare, sobe ori alte dispozitive care generează căldură.

Asigurați-vă că orificiile de aerisire sunt întotdeauna curate fără praf și murdărie.

Nu scăpați aparatul și nu inserați niciun obiect în interiorul aparatului.

Nu utilizați aparatul în cazul în care cablul de alimentare ori stiecherul sunt deteriorate, ori în caz de funcționare greșită, cădere accidentală ori în cazul în care a fost scăpat în apă din greșală.

Nu utilizați aparatul în prezența produselor cu aerosol ori unde s-a administrat oxigen. Nu stați în picioare în timp ce utilizați aparatul de masaj, utilizați-l doar în timp ce stați așezat.

Nu utilizați aparatul dacă acesta fusese cufundat în apă. Deconectați-l de la priză imediat. Țineți cablul de alimentare și adaptorul departe de sursele de căldură.

Este recomandat să nu utilizați aparatul o oră înainte și după masă, pentru a evita posibilele reacții adverse.

Telecomanda furnizată conține o baterie Lithium preinstalată. Țineți telecomanda și bateria sa departe de copii.

⚠ Avertizare: dacă este înghițită, bateria poate cauza arsuri interne, perforarea țesuturilor moi, și să conducă la leziuni potențial letale. Pot apărea arsuri severe în decurs de 2 ore de la înghițire. Solicitați asistență medicală imediată dacă se suspectează o ingestie.

Nu lăsați copiii să înlocuiască bateria fără supravegherea unui adult.

Nu expuneți bateria la temperatură ridicată. Scoateți-o din telecomandă dacă nu este utilizată mult timp.

Nu eliminați bateriile epuizate în deșeurile obișnuite; nu o aruncați în foc respectiv nu încercați să o ardeți. Respectați reglementările locale aplicabile pentru eliminarea corectă a bateriilor.

Descriere produs Fig. A

1. Capac superior
2. Panou de control
3. Fermoar pentru îndepărțarea huselor pentru picioare
4. Huse detașabile pentru picioare
5. Capac inferior
6. Adaptor
7. Telecomandă

Funcționare de la panoul de control Fig. B

Conectați adaptorul la cablul aflat la baza aparatului, asigurându-vă că conexiunile se potrivesc perfect, și inserați stiecherul în priză: indicatorul LED al tastei POWER începe să clipească, indicând că aparatul este în modul stand-by.

Apăsând tastă POWER odată, aparatul pornește funcționarea în modul WORK (P1): căldură redusă, intensitate redusă.

În acest punct, apăsați tasta MODE pentru a alege programul de masaj dorit:

P1 – masaj shiatsu + compresie de aer – indicator luminos LED verde

P2 – masaj compresie de aer – indicator luminos LED albastru

P3 – masaj shiatsu – indicator luminos LED roșu (în acest mod, va fi activată o ușoară compresie, pentru o experiență mai bună de masaj).

Îndată ce a fost selectat un program dorit, puteți seta nivelul de compresie de aer și căldură.

Apăsați tasta HEAT pentru a ajusta căldura la nivel redus (indicator luminos LED verde) sau nivel ridicat (indicator luminos LED roșu). Apăsați tasta INTENSIFY pentru a ajusta compresia de aer pe 3 niveluri de intensitate diferite: intensitate redusă (indicator luminos LED verde), intensitate medie (indicator luminos LED albastru), intensitate ridicată (indicator luminos LED roșu).

La început, este mai bine să setați compresia de aer la intensitate redusă, iar apoi să o măriți treptat conform nevoilor dvs. (când mutați de la un nivel la celălalt, acesta durează în jur de 2 minute să simțiți diferența în intensitate).

⚠ Avertizare: în special la începutul masajului, este normal să simțiți puțină durere și uneori, amorteală, datorită intensității masajului și a muncii asupra mușchilor și articulațiilor piciorului; dacă durerea ori disconfortul persistă și/sau acesta devine insuportabil, încetați utilizarea aparatului imediat.

⚠ Avertizare: sistemul de protecție împotriva supraîncălzirii din aparat limitează viteza de încălzire a produsului; acesta poate dura ca. 5-10 minute înainte ca căldura să poată fi percepută vizibil.

Funcționare de la telecomandă Fig.B

Activăți bateria prin îndepărțarea benzii de protecție din plastic.

Toate funcțiile disponibile de la panoul de control pot fi activate de asemenea și de la telecomandă; consultați paragraful anterior.

Oprire automată

Din motive de siguranță, acest aparat de masaj este echipat cu un sistem de oprire automată, care oprește funcționarea aparatului după 15 minute de utilizare, și îl aduce în modul stand by (clipește indicatorul luminos LED pe tasta POWER). Apăsați tasta de POWER pentru a relua funcționarea aparatului de făcut masaj, și selectați funcția dorită.

Curățare și întreținere

Înainte de curățarea aparatului, asigurați-vă că deconectați adaptorul de la priză.

Utilizați fermoarul pentru a îndepărta husele pentru picioare.

Husele pentru picioare pot fi spălate în mașina de spălat la 30°C, ciclu delicat (nu uscați în uscătorul de rufe electric și nu călați).

Utilizați un prosop moale, ușor umezit cu apă, pentru curățarea suprafetei exterioare; dacă este necesar, utilizați un detergent neutru pentru îndepărțarea petelor. Uscați temeinic.

⚠ Avertizare: nu utilizați benzen sau alți detergenți abrazivi ori corozivi.

Când nu este utilizat, depozitați aparatul de masaj departe de praf, umiditate și lumină directă a soarelui, preferabil în ambalajul său original.

Date tehnice

Putere: 36W

Adaptor:

Întrare: AC 100-240V, 50/60Hz, 0.8A

Ieșire: DC 24V, 1.5A

În scopul îmbunătățirii perspectivei Beper își rezervă dreptul de a modifica produsul în cauză fără notificare sau reconstruire.



Directiva Europeană 2011/65/EU privind Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), pretinde că electrocasnicele să nu pot fi scoase din uz prin deseurile normale nesortate. Aparatele vechi trebuie colectate separat pentru a optimiza restabilirea și reciclarea materialelor pe care le conține și pentru a reduce impactul asupra sănătății umane și asupra mediului. Simbolul tomberonului cu roți barat de pe produs vă amintește de obligația dvs referitoare la scoaterea din uz a unui aparat, și anume că acesta trebuie colectat separat.

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Acest aparat a fost verificat în fabrică. De la data achiziționării originale se aplică o garanție de 24 luni la material și defecte de producție. Bonul fiscal trebuie predat împreună cu certificatul de garanție în cazul unei reclamații.

Garanția este valabilă numai cu un certificat de garanție și bon fiscal pe care apare data achiziționării și modelul aparatului.

Pentru orice asistență tehnică, vă rugăm contactați direct vânzătorul sau sediul nostru central pentru a păstra eficiența aparatului și pentru a NU anula garanția.

CONDIȚII DE GARANȚIE

Dacă aparatul prezintă defecțiuni ale materialelor defecte și/sau producție în timpul perioadei de garanție, noi vă garantăm reparația gratuită în condițiile în care:

- Aparatul a fost folosit corespunzător și conform scopului pentru care a fost creat.
- Aparatul nu a fost modificat.
- Bonul fiscal trebuie prezentat.
- Uzura normală și excesivă nu face obiectul garanției.

De aceea orice parte care ar putea fi ruptă accidental sau prezintă semne vizibile de uzură la produsele consumabile (precum la lămpi, baterii, elemente de încălzire ...) părțile estetice sunt excluse din garanție și orice defect rezultat din nerespectarea regulilor privind utilizarea, neglijența în folosire și/sau întreținerea aparatului, nepăsare, greșală sau instalare improprie, deteriorare în timpul transportului și orice altă deteriorare neatribuibile pentru furnizor.

Pentru orice defecțiune care nu poate fi reparată în perioada de garanție, aparatul va fi înlocuit gratuit. În orice caz, dacă partea care trebuie înlocuită din cauza defecțiunilor, ruperii sau funcționării eronate este un accesoriu și/sau o parte detasabilă a produsului, Beper își rezervă dreptul de a înlocui numai partea defectată și nu întreg produsul.

Chiar și după expirarea garanției acordăm întotdeauna atenție reparațiilor aparatelor defectate. Pentru suport tehnic și/sau reparații după perioada de garanție ne puteți contacta direct la adresa de mai jos:

Contactați distribuitorul din țara dvs. Sau departamentul de vânzări Beper.

E-mail assistenza@beper.com care va trimite mai departe ancheta la distribuitorul dvs.

Všeobecné bezpečnostní informace

Před prvním použitím zařízení si pozorně přečtěte tyto pokyny.

Přečtěte si pečlivě následující pokyny, protože vám poskytují užitečné bezpečnostní informace o instalaci, používání a údržbě a pomohou vám vyhnout se chybám a možným nehodám.

Odstaňte ochranný obal a ujistěte se, že je spotřebič neporušený. Prvky balení (plastové sáčky, polystyren, atd.) by se neměli dostat k dětem, mohou být pro ně nebezpečné.

Obalový materiál odevzdajte ve sběrném dvoře nebo uložte na místo určené obcí pro sběr tříděného odpadu. Tímto místem jsou většinou sběrné kontejnery.

Před připojením zařízení se ujistěte, že napětí v zásuvce odpovídá napětí uvedenému na výrobku. Zařízení může být poškozeno, pokud si napětí neodpovídá.

Pokud zástrčka nepasuje do vaší zásuvky, nechte si ji vyměnit za jinou kvalifikovaným pracovníkem, který také zkонтroluje, jestli jsou vaše zásuvky vhodné k napájení tohoto přístroje.

Neodpojujte spotřebič od zásuvky tahem za síťový kabel, hrozí nebezpečí poškození síťového kabelu či zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za vidlici síťového kabelu.

Nepokládejte síťový kabel spotřebiče v blízkosti horkých ploch, nebo přes ostré předměty.

Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj pracovní plochy, protože to může vést k nehodám, např. za něj mohou zatáhnout malé děti.

Nepoužívejte přístroj s poškozeným síťovým kabelem. Je-li přívodní vedení tohoto přístroje poškozeno, musí být vyměněno výrobcem, jeho servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo ohrožení.

Přístroj připojujte pouze na střídavý proud s napětím podle typového štítku.

V případě použití prodlužovacích kabelů musí být tyto kably vhodné pro napájení zařízení, aby nedošlo k ohrožení obsluhy a byla zabezpečena bezpečnost prostředí, ve kterém je přístroj používán. Nevhodné prodlužovací kably mohou způsobit provozní anomálie.

Tento přístroj je určen pouze pro jeho zvláštní účel. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a tedy nebezpečné. Výrobce nemůže být zodpovědný za jakékoli škody vyplývající z nesprávného, špatného či neopatrného použití. Toto zařízení je určeno pouze pro domácí potřebu.

Abyste předešli riziku vznícení, úplně rozmotejte přívodní šňůru a také vypojte spotřebič ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte.

Po použití a před čištěním výrobek vždy vypojte ze zásuvky.

Pro ochranu proti úrazu elektrickým proudem nedávejte a nepokládajte kabel nebo jiné části přístroje do vody nebo jiných tekutin.

Nedotýkejte se přístroje mokrýma rukama nebo nohami.

Nevystavujte přístroj působení atmosférických vlivů jako např. déšť, vítr nebo sníh.

Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osobám s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Zvláštní dohled je vyžadován, pokud je přístroj používán v blízkosti dětí nebo přímo dítětem.

Pokud se rozhodnete přístroj dále nevyužívat, odpojte jej od napětí a přeřízněte napájecí kabel, aby se přístroj stal nefunkčním. Učiňte také nefunkčními nebezpečné části výrobku, zejména kvůli dětem, které si mohou s výrobkem hrát.

Upozornění pro použití

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovějte ji pro budoucí použití.

Pokud je zařízení připojeno do zásuvky, nenechávejte jej bez dozoru; pokud jej nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky před odstraněním návleků na nohy.

Pokud adaptér delší dobu nepoužíváte, vyjměte jej ze zařízení.

Nepoužívejte spotřebič pod příkrývkami nebo polštáři, aby nedošlo k přehřátí a následnému riziku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

Nepoužívejte tento přístroj k samoléčbě zdravotních problémů, které vyžadují pozornost specializovaného zdravotnického personálu.

Nepoužívejte spotřebič v případě nevolnosti.

Tento masážní přístroj je třeba považovat za neprofesionální přístroj určený k úlevě od bolesti svalů a bolesti. Nelze jej považovat za nahradu specializované lékařské péče. Pokud příznaky a onemocnění nezmizí nebo se zhorší, poradte se se svým lékařem.

⚠ Varování: V případě těhotenství nebo po porodu, kardiovaskulárních a oběhových problémů, kardiostimulátoru, cukrovky nebo jiných zvláštních stavů, flebitidy a / nebo trombózy, dysfunkce kloubů, zánětu nebo zranění, slabých kostí, osteoporózy, vysoké horečky, skoliozy, protézy nebo jiných podobných stavů a nemocí vyžadující odbornou lékařskou péči je nutné konzultovat používání přístroje se specializovaným zdravotnickým personálem.

Nepoužívejte spotřebič, když spíte nebo se cítíte ospalí.

Nepoužívejte spotřebič v případě silně oteklých nebo zanícených nohou nebo v případě vyrážky na kůži či zánětu.

Zařízení by neměly používat osoby se sníženou citlivostí pokožky nebo s problémy s oběhem.

V případě bolesti nebo nepohodlí souvisejících s používáním masérky okamžitě přestaňte přístroj používat.

Přístroj produkuje terapeutické teplo: osoby s vysokou citlivostí na teplo by měly být při používání přístroje velmi opatrné.

Nepoužívejte tento přístroj ve spojení s jinými terapeutickými přístroji, elektrickými příkryvkami atd.

Používejte tento spotřebič pouze k určenému účelu a jak je popsáno v této příručce. Nepoužívejte žádné příslušenství / součást, které nejsou dodávány se zařízením.

Nepoužívejte spotřebič pod vlivem alkoholických nápojů, léků proti bolesti nebo sedativ. Nenechte děti hrát si se spotřebičem.

Toto zařízení nemohou používat děti ani osoby se sníženými fyzickými, citlivými nebo intelektuálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí bez dozoru nebo pokud jim nejsou dány pokyny a varování týkající se správného a bezpečného používání zařízení a potenciálních rizika spojená s jeho používáním.

Spotřebič nepřenášeje držením za napájecí kabel a nepoužívejte kabel jako rukojeť.

Nenechávejte spotřebič v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kamna nebo jiná zařízení, která vytvářejí teplo.

Zajistěte, aby větrací otvory byly vždy bez prachu a nečistot.

Chraňte přístroj před pádem a nevkládejte do něj žádné předměty.

Nepoužívejte spotřebič v případě, že je poškozen napájecí kabel nebo jeho zástrčka, nebo v případě poruchy, náhodného pádu nebo v případě náhodného pádu spotřebiče do vody.

Nepoužívejte spotřebič v přítomnosti aerosolových produktů nebo tam, kde je podáván kyslík.

Masážního přístroj používejte jej pouze vsedě, nestůjte v něm.

Nepoužívejte spotřebič, pokud byl ponořen do vody. Okamžitě jej vytáhněte ze zásuvky.

Udržujte napájecí kabel a adaptér mimo dosah zdrojů tepla.

Doporučuje se nepoužívat spotřebič jednu hodinu před jídlem a po jídle, aby nedošlo k nepříznivým účinkům.

Dodávané dálkové ovládání obsahuje předinstalovanou lithiovou baterii.

Dálkový ovladač a jeho baterii udržujte mimo dosah dětí.

⚠ Varování: při požití může baterie způsobit vnitřní popáleniny, perforaci měkkých tkání a vést k potenciálně smrtelným zraněním. K těžkým popáleninám může dojít do 2 hodin od polknutí. V případě podezření na požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Nedovolte dětem vyměnit baterii bez dozoru dospělých.

Nevystavujte baterii vysoké teplotě. Pokud jej nebudete delší dobu používat, vyjměte jej z dálkového ovladače.

Nevyhazujte vybitou baterii do běžného odpadu; neházejte ho do ohně ani se ho nepokoušejte spálit. Pro správnou likvidaci baterií dodržujte příslušné místní předpisy.

Popis produktu Obr.A

1. Horní kryt
2. Kontrolní panel
3. Zip pro odstranění návleků
4. Odnímatelné návleky pro nohy
5. Spodní kryt
6. Adaptér
7. Dálkové ovládání

Ovládání pomocí ovládacího panelu Obr. B

Připojte adaptér ke kabelu na spodní straně spotřebiče, ujistěte se, že konektory dokonale zapadají, a zasuňte zástrčku do zásuvky ve zdi:

LED indikátor tlačítka POWER začne blikat, což znamená, že je spotřebič v pohotovostním režimu .

Jedním stisknutím tlačítka POWER masér začne pracovat v PRACOVNÍM režimu (P1): nízká teplota, nízká intenzita.

V tomto okamžiku stisknutím tlačítka MODE vyberte požadovaný masážní program:

P1 - shiatsu masáž + vzduchová komprese - zelené LED světlo

P2 - vzduchová kompresní masáž - modré LED světlo

P3 - shiatsu masáž - červené LED světlo (v tomto režimu bude aktivována lehká komprese, pro lepší masážní zážitek).

Jakmile je zvolen požadovaný program, je možné nastavit úroveň komprese vzduchu a tepla.

Stisknutím tlačítka HEAT nastavíte ohřev na nízkou úroveň (zelená LED kontrolka) nebo vysokou úroveň (červená LED kontrolka). Stisknutím klávesy STRONG upravíte kompresi vzduchu na 3 různých úrovních intenzity: nízká intenzita (zelená kontrolka LED), střední intenzita (modrá kontrolka LED), vysoká intenzita (červená kontrolka LED).

Na začátku je lepší nastavit kompresi vzduchu na nízkou intenzitu a poté ji postupně zvyšovat podle svých potřeb (při přechodu z jedné úrovni na druhou trvá asi 2 minuty, než plně pocítíte rozdíl v intenzitě).

⚠ Varování: zejména na začátku masáže je normální pocítit mírné bolesti a někdy i necitlivost kvůli intenzitě masáže a odvedené práci na svalech nohou a na kloubech; pokud bolest nebo nepohodlí přetrvávají a / nebo by se to mělo stát nesnesitelným, okamžitě přestaňte přístroj používat.

⚠ Varování: Systém ochrany proti přehřátí zabudovaný ve spotřebiči omezuje rychlosť ohřevu výrobku; může to trvat asi 5-10 minut, než bude teplo patrné.

Ovládání z dálkového ovládání ObrB

Aktivujte baterii odstraněním plastového ochranného proužku.

Všechny funkce dostupné na hlavním ovládacím panelu lze aktivovat také z dálkového ovladače; viz předchozí odstavec.

Automatické vypnutí

Z bezpečnostních důvodů je tento masážní přístroj vybaven systémem automatického vypnutí, který zastaví provoz zařízení po 15 minutách používání a uvede ho do pohotovostního režimu (kontrolka LED na tlačítku POWER bliká). Stisknutím tlačítka POWER obnovíte provoz masážního zařízení a vyberte požadovanou funkci.

Čištění a údržba

Před čištěním spotřebiče nezapomeňte odpojit adaptér ze zásuvky.

Pomocí zipu sudejte návleky na chodidla.

Návleky na nohy lze práť v pračce na 30 ° C, jemné praní (nesušit v sušičce a nežehlit).

K čištění vnějšího povrchu použijte měkký hadík mírně navlhčený vodou; v případě potřeby použijte k odstranění skvrn neutrální čisticí prostředek. Důkladně osušte.

⚠ Varování: nepoužívejte benzen nebo jiné abrazivní nebo korozivní čisticí prostředky.

Pokud masážní přístroj nepoužíváte, skladujte jej mimo prach, vlhkost a přímé sluneční světlo, nejlépe v originálním obalu.

Technická data

Výkon: 36W

Adaptér:

Vstup: 100 - 240 V stř., 50/60 Hz, 0,8 A.

Výstup: DC 24V, 1,5A

Z jakýchkoli důvodů zlepšení si společnost Beper vyhrazuje právo produkt bez předchozího upozornění upravit nebo vylepšit.



Evropská směrnice 2011/65 / EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), vyžaduje, aby staré domácí elektrické spotřebiče nebyly odkládány do běžného netříděného komunálního odpadu. Staré spotřebiče musí být shromažďovány odděleně za účelem optimalizace obnovy a recyklace materiálů, které obsahují, a snížení dopadu na lidské zdraví a životní prostředí. Symbol "Přeškrtnuté popelnice" na výrobku vás upozorňuje na povinnost, že při likvidaci spotřebiče musí být shromažďovány odděleně.

OBECNÉ PODMÍNKY ZÁRUKY

Tento spotřebič byl zkонтrolován v továrně. Od data původního nákupu se na materiálové a výrobní vady vztahuje záruka 24 měsíců.

Záruční doba začíná běžet od data nabytí spotřebiče koupí, jak je uvedeno na záručním listu (popř. účtence) nebo faktuře a potvrzeném razitkem prodejce. Práva odpovědnosti za vady lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.

Záruka je platná pouze se záručním listem nebo s dokladem o koupi (daňový doklad) s uvedením data nákupu a modelu spotřebiče Pokud potřebujete technickou pomoc, obraťte se na prodejce nebo na naše ústředí, aby se zachovala efektivita zařízení a aby se záruka nezrušila. Jakékoli zásahy na tomto zařízení neoprávněnými osobami automaticky ruší záruku.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Pokud se na zařízení během záruční doby projeví vady v důsledku vadného materiálu a / nebo výroby, garantujeme bezplatnou opravu za předpokladu, že:

- Spotřebič byl používán správně a pro účel, pro který byl určen.
- Zařízení nebylo poškozeno a bylo pravidelně a správně udržováno.
- Byl předložen doklad o koupi.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci (výrobku) způsobené jejím obvyklým používáním. (§ 619 odst. 2 Občanského zákoníku). Záruka se též nevztahuje na závady výrobku, způsobené jiným, než obvyklým používáním výrobku.

Za obvyklé používání v tomto smyslu firma BEPER považuje zejména, pokud výrobek:

Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v přiloženém návodu k použití. Pouze návod v českém jazyce vydaný firmou BEPER je pro spotřebitele závazný.

Je používán a správně udržován podle tohoto návodu, používán šetrně, pozorně a nepřetěžován.

Je používán v čistém, bezprašném a nezakouřeném prostředí, je chráněn pouzdrem nebo krytkou, pokud je přiložena. Výrobek je určen výhradně pro jiný účel než pro podnikání s tímto výrobkem.

Je používán za pokojových teplot, dostatečného větrání a s nezakrytými větracími otvory.

Nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v sítí, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chyběnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodnému vniknutí předmětu, přepětí v sítí, přepětí nebo zkratu na vstupech či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chyběnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polarité tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.

Nebyl udržován a čištěn nevhodnými způsoby nebo nesprávně použitými čisticími prostředky (např. chemický a mechanický vliv).

Nebyly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo pro možnost jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou by navržen, vyroben a schválen.

Je používán s doporučeným čistým neopotřebovaným příslušenstvím a je mu pravidelně vyměňováno příslušenství, podléhající rychlejšímu opotřebení (např. baterie). Firma BEPER nenese odpovědnost za nesprávný chod a případné vady výrobku vzniklé vlivem použitého příslušenství a náplní jiných výrobců, stejně jako použitím poškozeného, opotřebovaného a znečistěného příslušenství a náplní.

Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; neměl sejmuty ochranný kryt, nemá odstraněny nebo smazány štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen ořesy pádem, teplem, tekutinou (i z barev), zlomením nebo přetřením kabelu, konektoru, spínače, krytu či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy od okamžiku zakoupení a předání výrobku ze strany prodávajícího.

Je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupy výrobku je připojeno napětí odpovídající těmto normám a charakteru výrobku.

Je používán s intenzitou a v prostředí odpovídajícím provozu v domácnosti.

Záruka se nevztahuje na žádnou část, která by mohla být náhodně rozbitá nebo měla viditelné známky použití v spotřebních výrobcích (jako jsou lampy, baterie, topné články a podobně), a jakákoliv závada způsobená nedodržením pravidel z neznalosti při používání a / nebo údržbě spotřebiče, nedbalosti, nesprávném použití nebo nesprávné instalaci, poškozením při přepravě a jakýchkoliv jiných škod, které nelze dodavateli přičítat.

Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, vyhrazuje si společnost Beper právo řešit reklamační nárok spotřebitele jejím odstraněním (opravou) nebo výměnou části výrobku. Nárok na výměnu věci při výskytu odstranitelné vady vzniká spotřebiteli pouze v případě, že to není vzhledem k povaze vady neúměrné.

Kontaktujte distributora ve vaší zemi případně kontaktujte prodejní oddělení Beper, e-mail assistenza@beper.com, který předá váš požadavek na lokálního distributora.

Algemeen veiligheidsadvies

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt.

Lees de volgende instructies aandachtig door aangezien ze nuttige veiligheidsinformatie bevatten over de installatie, het gebruik en het onderhoud. Hiermee kunt u ongevallen en ongelukken voorkomen.

Verwijder de verpakking en controleer of het apparaat volledig intact is. De onderdelen van de verpakking (plastic zakken, polystyreen, enz.) mogen niet in het bezit komen van kinderen ten einde hen te beschermen tegen gevaren.

We raden u aan om dit verpakkingsmateriaal niet met het huisafval weg te gooien maar om het, in verband met vernietiging of verwerking, af te leveren op het juiste verzamelpunt. Hiertoe kunt u informatie opvragen bij het management van de Vuilverwerking van uw gemeente.

Controleer, voordat u het apparaat aansluit, of de netspanning overeenkomt met de gegevens op het etiket.

Als de stekker niet in het stopcontact past, laat dan een geschikte stekker monteren door een gekwalificeerde persoon die er ook voor kan zorgen dat de aansluitkabels van het stopcontact geschikt zijn voor het gebruik van uw apparaat.

Trek nooit aan het netsnoer om de stekker van het apparaat uit het stopcontact te trekken.

Zorg ervoor dat het netsnoer nooit in contact komt met hete of scherpe oppervlakken.

Gebruik dit apparaat niet als het netsnoer beschadigd is. In geval van schade moet het netsnoer, om gevaar te voorkomen, worden vervangen door de fabrikant, zijn onderhoudsvertegenwoordiger of soortgelijke gekwalificeerde personen.

Sluit dit apparaat alleen aan op wisselstroom.

Over het algemeen wordt het gebruik van adapters met meerdere connectoren en/ of verlengingsunits niet aanbevolen; mochten deze toch nodig zijn, gebruik dan alleen enkelvoudige of multi-adapters en verlengingsunits in overeenstemming met de van kracht zijnde veiligheidsregels, waarbij ervoor gezorgd dient te worden dat de limiet, zoals aangegeven op de enkelvoudige adapters en de verlengingsunits, de maximale vermogenslimiet zoals aangegeven op de multi-adapter niet overschrijdt.

Dit apparaat dient alleen te worden gebruikt voor het daarvoor bestemde doel.

Dit apparaat dient alleen te worden gebruikt voor het daarvoor bestemde doel.

Elk ander gebruik moet als ongepast en dus gevaarlijk worden beschouwd. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit onjuist, verkeerd of onzorgvuldig gebruik. Om elk risico op oververhitting te voorkomen, wordt aangeraden het netsnoer volledig af te rollen en het apparaat los te koppelen wanneer het niet wordt gebruikt.

Haal de stekker altijd uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.

Ter voorkoming van elektrische schokken mag u het snoer, de stekker of onderdelen van het apparaat niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen.

Raak het apparaat niet aan met natte handen of voeten.

Raak het apparaat niet aan met blote voeten.

Stel het apparaat niet bloot aan weersinvloeden zoals regen, wind, sneeuw en hagel.

Gebruik het apparaat niet in de buurt van explosieven, licht ontvlambare stoffen, gassen, vuur en kachels.

Sta niet toe dat kinderen, mensen met een handicap, of mensen zonder ervaring of technische bekwaamheid het apparaat zonder begeleiding gebruiken. Wanneer een apparaat door of in de buurt van kinderen wordt gebruikt is nauwgezet toezicht noodzakelijk.

Zorg ervoor dat kinderen niet met dit apparaat gaan spelen.

Als u van plan bent om het apparaat nooit meer te gebruiken, maak het dan onbruikbaar door de voedingskabel door te snijden nadat u de stekker uit het stopcontact heeft gehaald.

Zorg er ook voor dat alle gevaarlijke onderdelen onbruikbaar worden gemaakt, met name met het oog op kinderen die met het apparaat zouden kunnen gaan spelen.

Enkele waarschuwingen

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor gebruik, en bewaar hem voor toekomstig gebruik.

Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het op het stopcontact is aangesloten; trek de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt, en voordat u de voethulzen verwijdert.

Verwijder de adapter uit het apparaat als u het langere tijd niet gebruikt.

Gebruik het apparaat niet onder dekens of kussens, om oververhitting en daaruit voortvloeiende risico's op brand, elektrische schokken of letsel te voorkomen.

Gebruik dit apparaat niet voor zelfbehandeling van bijzondere medische aandoeningen die de aandacht van gespecialiseerd medisch personeel vereisen.

Gebruik het apparaat niet in geval van malaise.

Dit massageapparaat moet worden beschouwd als een niet-professioneel toestel, ontworpen om spierpijn en spierpijn te verlichten. Het mag niet worden beschouwd als een vervanging voor gespecialiseerde medische verzorging. Indien symptomen en kwalen niet verdwijnen of verergeren, raadpleeg dan uw arts.

⚠ Waarschuwing: overleg met gespecialiseerd medisch personeel is vereist alvorens het toestel te gebruiken in geval van zwangerschap of post-partum, cardiovasculaire en circulatieproblemen, pacemaker, diabetes of andere bijzondere aandoeningen, flebitis en/of trombose, gewrichtsdisfunctie, ontsteking of verwondingen, zwakke botten, osteoporose, hoge koorts, scoliose of andere soortgelijke aandoeningen, prothese, of andere medische aandoeningen en ziekten die gespecialiseerde medische aandacht vereisen.

Gebruik het toestel niet als u slaapt of slaperig bent.

Gebruik het toestel niet in geval van ernstig gezwollen of ontstoken voeten, of in geval van huidroos en ontsteking.

Het toestel mag niet gebruikt worden door personen met verminderde huidgevoeligheid of met problemen met de bloedsomloop.

Stop onmiddellijk met het gebruik van het toestel in geval van pijn of ongemak gerelateerd aan het gebruik van het massageapparaat.

Het apparaat produceert therapeutische warmte: personen met een grote gevoeligheid voor warmte moeten uiterst voorzichtig zijn tijdens het gebruik van het apparaat. Gebruik dit apparaat niet in combinatie met andere therapeutische apparaten, elektrische dekens, enz.

Gebruik het apparaat uitsluitend voor het doel waarvoor het bestemd is en zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik geen accessoires/onderdelen die niet bij het apparaat zijn geleverd.

Gebruik het apparaat niet onder invloed van alcoholische dranken, pijnstillers of kalmerende middelen.

Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen of personen met beperkte fysieke, gevoelige of intellectuele capaciteiten, of met gebrek aan ervaring en kennis, zonder toezicht of indien zij geen instructies en waarschuwingen hebben gekregen over het correcte en veilige gebruik van het apparaat en de mogelijke risico's die aan het gebruik ervan zijn verbonden.

Vervoer het apparaat niet door het aan het netsnoer vast te houden en gebruik het snoer niet als handvat.

Laat het apparaat niet achter in de buurt van verwarmingsbronnen, zoals radiatoren, kachels of andere apparaten die warmte produceren.

Zorg ervoor dat de ontluchtingsgaten altijd vrij zijn van stof en vuil.

Laat het apparaat niet vallen en steek er geen voorwerpen in.

Gebruik het apparaat niet wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd zijn, of wanneer het apparaat niet goed werkt, per ongeluk gevallen is of per ongeluk in water gevallen is.

Gebruik het apparaat niet in de aanwezigheid van aërosolproducten of op plaatsen waar zuurstof wordt toegediend.

Ga niet staan terwijl u het massageapparaat gebruikt, gebruik het alleen zittend.

Gebruik het apparaat niet als het ondergedompeld is geweest in water. Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.

Houd het netsnoer en de adapter uit de buurt van warmtebronnen.

Het is raadzaam het apparaat een uur voor en na de maaltijd niet te gebruiken, om mogelijke nadelige effecten te voorkomen.

De meegeleverde afstandsbediening bevat een voorafinstalleerde lithiumbatterij. Houd de afstandsbediening en de batterij uit de buurt van kinderen.

⚠ Waarschuwing: als de batterij wordt ingeslikt, kan dit inwendige brandwonden en perforatie van zachte weefsels veroorzaken, en leiden tot mogelijk dodelijke verwondingen. Ernstige brandwonden kunnen binnen 2 uur na inslikken ontstaan. Roep onmiddellijk medische hulp in als het vermoeden bestaat dat de batterij is ingeslikt.

Laat kinderen de batterij niet zonder toezicht van een volwassene vervangen.

Stel de batterij niet bloot aan hoge temperaturen. Verwijder de batterij uit de afstandsbediening als deze lange tijd niet wordt gebruikt. Gooi de lege batterij niet bij het normale huisvuil, gooい hem niet in het vuur en probeer hem niet te verbranden. Volg de geldende plaatselijke voorschriften voor het correct verwijderen van batterijen.

Beschrijving van het product Fig. A

1. Bovenste afdekking
2. Bedieningspaneel
3. Rits voor het verwijderen van de voetmouwen
4. Afneembare voetmouwen
5. Onderklep
6. Adapter
7. Afstandsbediening

Bediening vanaf het bedieningspaneel Fig. B

Sluit de adapter aan op het snoer dat zich aan de basis van het apparaat bevindt, zorg ervoor dat de stekkers perfect in elkaar passen, en steek de stekker in het stopcontact: de LED-indicator van de POWER toets begint te knipperen, wat aangeeft dat het apparaat zich in de stand-by modus bevindt.

Door eenmaal op de POWER toets te drukken, begint het massageapparaat te werken in de modus WERK (P1): lage warmte, lage intensiteit.

Druk nu op de MODE toets om het gewenste massageprogramma te kiezen:

P1 - shiatsu massage + luchtcompressie - groen LED-lampje

P2 - luchtcompressie massage - blauw LED-lampje

P3 - shiatsu massage - rood LED-lampje (in deze modus wordt een lichte compressie geactiveerd, voor een betere massage-ervaring).

Zodra het gewenste programma is geselecteerd, is het mogelijk het niveau van luchtcompressie en warmte in te stellen.

Druk op de HEAT toets om de warmte in te stellen op laag niveau (groen LED-lampje) of hoog niveau (rood LED-lampje). Druk op de toets INTENSIFY om de luchtcompressie in te stellen op 3 verschillende intensiteitsniveaus: lage intensiteit (groen LED-lampje), gemiddelde intensiteit (blauw LED-lampje), hoge intensiteit (rood LED-lampje).

In het begin is het beter om de luchtcompressie op een lage intensiteit in te stellen, en deze dan geleidelijk te verhogen naargelang uw behoeften (wanneer u van het ene niveau naar het andere gaat, duurt het ongeveer 2 minuten om het verschil in intensiteit volledig te voelen).

⚠️ Waarschuwing: vooral aan het begin van de massage is het normaal een beetje pijn en soms een dof gevoel te voelen, als gevolg van de intensiteit van de massage en het werk op de voetspieren en gewrichten; als de pijn of het ongemak aanhoudt en/of ondraaglijk wordt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat.

⚠️ Waarschuwing: de oververhittingsbeveiliging in het apparaat beperkt de opwarmingssnelheid van het product; het kan ongeveer 5-10 minuten duren voordat de warmte merkbaar wordt.

Bediening met de afstandsbediening Fig.B

Activeer de batterij door de plastic beschermstrip te verwijderen.

Alle functies die via het bedieningspaneel beschikbaar zijn, kunnen ook via de afstandsbediening worden geactiveerd; zie de vorige paragraaf.

Automatische uitschakeling

Om veiligheidsredenen is dit massageapparaat uitgerust met een automatisch uitschakelsysteem, dat de werking van het apparaat na 15 minuten gebruik stopt en het in de stand-by-modus zet (LED-indicatielampje op POWER-toets knippert). Druk op de POWER-toets om de werking van het massageapparaat te hervatten, en selecteer de gewenste functie.

Reiniging en onderhoud

Voor dat u het apparaat schoonmaakt, moet u eerst de adapter uit het stopcontact halen. Gebruik de rits om de voetmouwen te verwijderen. De voetmouwen kunnen gewassen worden in de wasmachine op 30°C, milde fijne was (niet in de droogtrommel en niet strijken). Gebruik een zachte doek, licht bevochtigd met water, om de buitenkant te reinigen; gebruik indien nodig een neutraal wasmiddel om vlekken te verwijderen. Grondig drogen.

Waarschuwing: gebruik geen benzeen of andere schurende of bijtende detergenten.

Wanneer u het apparaat niet gebruikt, bewaar het dan uit de buurt van stof, vochtigheid en direct zonlicht, bij voorkeur in de originele verpakking.

Technische gegevens

Vermogen: 36W

Adapter:

Ingang: AC 100-240V, 50/60Hz, 0.8A

Uitgang: DC 24V, 1.5A

Om redenen van verbetering behoudt Inside zich het recht voor om het product zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verbeteren.



De Europese richtlijn 2011/65/EU inzake afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) vereist dat oude elektrische huishoudapparaten niet mogen worden vernietigd via de normale ongesorteerde gemeentelijke afvalstroom. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om hergebruik en recycling van de materialen die ze bevatten te optimaliseren, en de gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu te minimaliseren. Het symbool met de doorgekruiste "afvalcontainer" op het product herinnert u aan uw verplichting om het afgedankte product apart in te leveren.

GARANTIECERTIFICAAT

Dit apparaat is in de fabriek gecontroleerd. Vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop geldt een garantie van 24 maanden op materiaal- en productiefouten. Het aankoopbewijs en het garantiebewijs moeten samen worden toegezonden in geval van een aanspraak op de garantie.

De garantie is alleen geldig met een garantiecertificaat en een aankoopbewijs (fiscaal ontvangstbewijs) met vermelding van de aankoopdatum en het model van het apparaat.

Neem voor technische assistentie rechtstreeks contact op met de verkoper of ons hoofdkantoor ten einde de efficiëntie van het apparaat te waarborgen en ervoor te zorgen dat de garantie NIET ongeldig wordt. Elke ingreep aan dit apparaat door niet-geautoriseerde personen maakt de garantie automatisch ongeldig.

GARANTIEVOORWAARDEN

Als het apparaat tijdens de garantieperiode gebreken vertoont als gevolg van defecte materialen en/ of productiefouten garanderen wij gratis reparatie op voorwaarde dat:

- Het apparaat correct is gebruikt voor het doel waarvoor het is bedoeld.
- Er niet aan het apparaat is geknoeid omdat het anders niet te onderhouden is.
- Het aankoopbewijs kan worden getoond.
- Normale slijtage aan het apparaat niet onder deze garantie valt.

Daarom zijn alle onderdelen die per ongeluk kapot kunnen gaan, die zichtbare tekenen van gebruik met betrekking tot verbruiksartikelen kunnen vertonen (zoals lampen, batterijen, verwarmingselementen, ...) en esthetische onderdelen uitgesloten van garantie, alsook elk defect ten gevolge van niet-naleving van de regels voor gebruik, nalatigheid van gebruik en/ of onderhoud van het apparaat, onzorgvuldigheid, verkeerde of onjuiste installatie, schade tijdens transport, en alle andere schades die de leverancier niet aan te rekenen zijn.

Voor elk defect dat niet binnen de garantieperiode kan worden gerepareerd, wordt het apparaat gratis vervangen.

Als het in verband met een defect, breuk of storing te vervangen onderdeel een accessoire en/ of een afneembaar onderdeel van het product betreft, behoudt Beper zich het recht voor om alleen het betreffende onderdeel te vervangen en niet het volledige product.

Neem contact op met de distributeur in uw land of de after sales-afdeling van Beper.

E-mail assistenza@beper.com en we zorgen ervoor dat uw bericht bij uw distributeur terecht komt.

Vispārīgi drošības padomi

Pirms ierīces pirmās lietošanas rūpīgi izlasiet ekspluatācijas instrukcijas.

Rūpīgi izlasiet šo instrukciju, jo tā sniedz jums noderīgu drošības informāciju par uzstādīšanu, lietošanu un apkopi un palīdz izvairīties no neveiksmēm un iespējamiem negadījumiem.

Izņemiet iepakojumu un pārliecinieties, vai ierīce ir neskarta, īpašu uzmanību pievēršot barošanas kabelim. Iepakojuma elementiem (plastmasas maisiņi, polistirols utt.) nav jābūt pieejamiem bērniem, lai pasargātu viņus no bīstamiem avotiem.

Ieteicams neizmest šos iesaiņojuma materiālus sadzīves atkritumos, bet nogādāt tos attiecīgajā atkritumu savākšanas vai iznīcināšanas vietā. Pirms ierīces pievienošanas pārliecinieties, vai tīkla spriegums atbilst uz etiķetes norādītajiem datiem.

Ja kontaktdakša nav piemēota kontaktligzdai, ļaujiet to nomainīt tikai kvalificētam speciālistam. Nekad nevelciet barošanas vadu, lai atvienotu ierīci no strāvas.

Pārliecinieties, ka barošanas vads nekad nesaskaras ar karstām vai griešanas virsmām. Nelietojiet šo ierīci, ja barošanas vads ir bojāts. Bojājuma gadījumā tas jāmaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no briesmām.

Pievienojiet šo ierīci tikai maiņstrāvai

Parasti nav ieteicams izmantot adapterus, kas satur vairākus spraudņus un / vai paplašinājumus; ja tie ir nepieciešami, lūdzu, izmantojiet tikai vienkāršus vai vairākus adapterus un paplašinājumus, ievērojot spēkā esošos drošības noteikumus, pārliecinieties, ka uz vienkāršajiem adapteriem un paplašinājumiem norādītā jaudas absorbcijas robeža un uz vairāku adapteru markētā maksimālā jaudas robeža netiek pārsniegts.

Šī ierīce ir paredzēta tikai tās īpašajam mērķim.

Jebkāda cita izmantošana ir jāuzskata par nepareizu un tādējādi bīstamu. Izgatavotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizas, nepareizas vai nelikumīgas lietošanas dēļ.

Lai izvairītos no jebkāda apkures riska, ieteicams pilnībā atskrūvēt barošanas vadu un atvienot ierīci, ja to nelieto.

Pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

Lai aizsargātu pret elektriskās strāvas triecienu, neiegremdējiet vadu, kontaktdakšu vai citas ierīces daļas ūdenī vai citos šķidrumos.

Neturiet ierīci ar mitrām rokām

Nelietojiet ierīci sprāgstvielu, viegli uzliesmojošu materiālu, gāzu, degošas liesmas, sildītāju tuvumā.

Neļaujiet bērniem, invalīdiem vai visiem cilvēkiem bez pieredzes vai tehniskām iespējām lietot ierīci, ja viņi netiek pienācīgi uzraudzīti. Cieša uzraudzība ir nepieciešama, ja jebkuru ierīci lieto bērni.

Pārliecieties, ka bērni nespēlē ar šo ierīci.

**Ja jūs nolemjat vairs nelietot ierīci, padariet to nelie-tojamu, izslēdziet un atvienojiet no strāvas
Visas bīstamās ierīces daļas atslēdziet un glabājet bērniem nepieejamā vietā.**

Daži brīdinājumi

Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājet to turpmākai izmantošanai.

Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, ja tā ir pievienota sienas kontaktligzdai; pirms kāju piedurkņu noņemšanas, atvienojiet to no kontaktligzdas.

Izņemiet adapteri no ierīces, ja tas ilgstoši netiek lietots.

Nelietojiet ierīci zem segām vai spilveniem, lai izvairītos no pārkaršanas un no tā izrietoša ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai traumu riska.

Nelietojiet šo ierīci tādu pašārstēšanos gadījumos, kad nepieciešama īpaša medicīniskā personāla uzmanība.

Nelietojiet ierīci savārguma gadījumā.

Šis masieris jāuzskata par neprofesionālu ierīci, kas paredzēta muskuļu sāpju mazināšanai. Tas nav jāuzskata par specializētu medicīnisko aprūpi. Ja simptomi un slimības neizzust vai pasliktinājās, lūdzu, konsultējieties ar ārstu.

⚠ Brīdinājums: pirms ierīces lietošanas ir nepieciešama konsultācija ar specializētu medicīnisko personālu šādos gadījumos: grūtniecība vai pēcdzemdība, sirds, asinsvadu vai asinsrites problēmas, elektrokardiostimulators, diabēts vai citi īpaši apstākļi, kā arī flebīta un / vai trombozes, locītavu disfunkcijas, iekaisuma vai traumu gadījumā, vājuma gadījumā kauli, osteoporoze, paaugstināts drudzis, skolioze vai citi līdzīgi apstākļi, protēzes vai citi medicīniski apstākļi un slimības, kurām nepieciešama specializēta medicīniska palīdzība.

Nelietojiet ierīci gulēšanas vai miegainības laikā.

Nelietojiet ierīci, ja pēdas ir stipri pietūkušas vai iekaisušas, kā arī ādas skriešanās un iekaisuma gadījumā.

Ierīci nedrīkst lietot cilvēki ar samazinātu ādas jutību vai asinsrites traucējumiem.

Nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu, ja rodas sāpes vai diskomforts, kas saistīts ar masiera lietošanu.

Ierīce rada terapeitisko siltumu: personām, kurām ir augsta jutība pret karstumu, ierīces lietošanas laikā jābūt īpaši piesardzīgām.

Nelietojiet šo ierīci kopā ar citām terapeitiskām ierīcēm, elektriskām segām utt.

Izmantojiet šo ierīci tikai paredzētajam lietojumam, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā. Neizmantojiet piederumus / komponentus, kas nav komplektā ar ierīci.

Nelietojiet ierīci alkoholisko dzērienu, pretsāpju līdzekļu vai nomierinošu līdzekļu ietekmē.

Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.

Bērni vai personas ar ierobežotām fiziskām, jutīgām vai intelektuālām spējām vai ar pieredzes un zināšanu trūkumu šo ierīci nevar izmantot bez uzraudzības vai ja viņiem nav doti norādījumi un brīdinājumi par pareizu un drošu ierīces lietošanu un iespējamo ar tā izmantošanu saistītie riski.

Nepārvadājiet ierīci, turot to no strāvas kabeļa, un nelietojiet kabeli kā rokturi.

Neatstājiet ierīci pie apkures avota, piemēram, radiatoru, krāsniņu vai citu siltumu radošu ierīču tuvumā.

Pārliecinieties, ka ventilācijas atverēs vienmēr nav putekļu un netīrumu.

Nemetiet ierīci un neievietojiet ierīces iekšpusē nevienu priekšmetu.

Nelietojiet ierīci, ja strāvas kabelis vai tā kontaktdakša ir bojāta, nepareizi darbojas, nejauši nokrita vai ja ierīce ir nejauši ievietota ūdenī.

Nelietojiet ierīci aerosola klātbūtnē vai vietās, kur tiek ievadīts skābeklis.

Nestāviet, lietojot masieri, izmantojiet to tikai sēžot.

Nelietojiet ierīci, ja tā ir iegremdēta ūdenī. Nekavējoties atvienojiet to no kontaktligzdas.

Strāvas kabeli un adapteri turiet tālu no apkures avotiem.

Ieteicams neizmantot ierīci vienu stundu pirms un pēc ēšanas, lai izvairītos no iespējamām negatīvām sekām.

Komplektā esošajā tālvadības pultī ir iepriekš uzstādīta litija baterija.

Turiet tālvadības pulti un tā akumulatoru prom no bērniem.

⚠ Brīdinājums: norijot, akumulators var izraisīt iekšējus apdegumus, mīksto audu perforāciju un izraisīt potenciāli letālus ievainojumus. Smagi apdegumi var rasties 2 stundu laikā pēc norīšanas. Ja rodas aizdomas par norīšanu, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.

Neļaujiet bērniem nomainīt akumulatoru bez pieaugušo uzraudzības. Nepakļaujiet akumulatoru augstai temperatūrai. Izņemiet to no tālvadības pults, ja to ilgstoši neizmanto.

Neizmetiet izlādētu akumulatoru parastos atkritumos; nemetiet to uguņī un nemēģiniet to sadedzināt. Lai pareizi izmestu baterijas, ievērojiet vietējos normatīvos aktus.

Produkta apraksts A att

1. Augšējais vāks
2. Vadības panelis
3. Rāvējslēdzējs pēdu piedurķu nogremšanai
4. Nogremmas kāju piedurknes
5. Apakšējais vāks
6. Adapteris
7. Tālvadības pults

Darbība no vadības paneļa B att.

Pievienojiet adapteri kabelim, kas atrodas ierīces pamatnē, pārliecinieties, ka savienotāji ir piemēroti, un ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā: POWER taustiņa LED indikators sāk mirgot, norādot, ka ierīce ir gaidīšanas režīmā.

Vienu reizi nospiežot POWER taustiņu, masieris sāk darboties WORK režīmā (P1): zems karstums, zema intensitāte.

Šajā brīdī nospiediet taustiņu MODE, lai izvēlētos vēlamo masāžas programmu:

P1 - šītsu masāža + gaisa kompresija - zaļa LED gaisma

P2 - gaisa kompresijas masāža - zila LED gaisma

P3 - šītsu masāža - sarkana LED gaisma (šajā režīmā tiks aktivizēta gaismas saspiešana, lai iegūtu labāku masāžas pieredzi).

Kad ir izvēlēta vēlamā programma, ir iespējams iestatīt gaisa saspiešanas un siltuma līmeni.

Nospiediet taustiņu HEAT, lai noregulētu siltumu zemā līmenī (zaļā LED gaisma) vai augstā līmenī (sarkana LED gaisma). Nospiediet taustiņu INTENSIFY, lai pielāgotu gaisa saspiešanu 3 dažādos intensitātes līmeņos: zemas intensitātes (zaļa LED gaisma), vidējas intensitātes (zila LED gaisma), augstas intensitātes (sarkana LED gaisma).

Sākumā labāk ir iestatīt gaisa saspiešanu uz zemu intensitāti un pēc tam pakāpeniski palielināt to atbilstoši savām vajadzībām (pārejot no viena līmeņa uz otru, ir nepieciešamas apmēram 2 minūtes, lai pilnībā izjustu intensitātes atšķirību).

⚠ Brīdinājums: masāžas sākumā ir normāli just nedaudz sāpju un dažreiz nejutīgumu masāžas intensitātes un pēdu muskuļu un locītavu darba dēļ; ja sāpes vai diskomforts turpinās un / vai tas kļūst nepanesams, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu.

⚠ Brīdinājums: ierīcē uzstādītā pārkaršanas aizsardzības sistēma ierobežo izstrādājuma sildīšanas ātrumu; var paitet apmēram 5-10 minūtes, pirms siltumu var manāmi uztvert.

Darbība ar tālvadības pulti B. att

Aktivizējet akumulatoru, noņemot plastmasas aizsargjoslu.

Visas vadības panelī pieejamās funkcijas var aktivizēt arī no tālvadības pults; atsaukties uz iepriekšējo punktu.

Automātiska izslēgšanās

Drošības apsvērumu dēļ šis masieris ir aprīkots ar automātiskās izslēgšanās sistēmu, kas pēc 15 minūšu lietošanas pārtrauc ierīces darbību un nostāda gaidstāvēs režīmu (POWER taustiņa mirgo LED indikators). Nospiediet POWER taustiņu, lai atsāktu masiera darbību, un atlasiet vajadzīgo funkciju.

Tīrīšana un apkope

Pirms ierīces tīrīšanas noteikti atvienojiet adapteri no sienas kontaktligzdas.

Izmantojiet rāvējslēdzēju, lai noņemtu pēdu piedurknēs.

Kāju piedurknēs var mazgāt vejas mazgājamā mašīnā 30 ° C temperatūrā, maigi mazgājot (nedrīkst žāvēt vejas mašīnā un negludināt).

Lai notīrītu ārējo virsmu, izmantojiet mīkstu drāniņu, nedaudz samitrinātu ar ūdeni; traipu nojemšanai, ja nepieciešams, izmantojiet neitralu mazgāšanas līdzekli. Rūpīgi nosusiniet.

⚠ Brīdinājums: nelietojiet benzolu vai citus abrazīvus vai kodīgus mazgāšanas līdzekļus.

Ja masāžieri nelietojiet, glabājiet to prom no putekļiem, mitruma un tiešiem saules stariem, vēlams tā oriģinālajā iepakojumā.

Tehniskie dati

Jauda: 36W

Adapteris:

Ieeja: mainstrāva 100–240 V, 50/60 Hz, 0,8 A

Izeja: DC 24V, 1,5A

Jebkura uzlabojuma dēļ Beper patur tiesības modifcēt vai uzlabot produktu bez iepriekšēja brīdinājuma.



Eiropas direktīvā 2011/65 / ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE) noteikts, ka vecās sadzīves elektriskās ierīces nedrīkst izmest parastā nešķirotā sadzīves atkritumu plūsmā. Vecās ierīces jāvāc atsevišķi, lai optimizētu tajās esošo materiālu reģenerāciju un pārstrādi un samazinātu ietekmi uz cilvēku veselību un vidi. Izsūtītošais simbols "atkritumu ratiņi uz riteņiem" uz izstrādājuma atgādina jums par jūsu pienākumu, ka, utilizējot ierīci, tā ir jāsavāc atsevišķi.

GARANTIJAS SERTIFIKĀTS

Šī ierīce ir pārbaudīta rūpnicā. Sākot no sākotnējā pirkuma, materiāla un ražošanas defektiem tiek piemērota 24 mēnešu garantija. Pirkuma kvīts un garantijas sertifikāts jāiesniedz kopā, ja tiek pieprasīta garantija.

Garantija ir derīga tikai ar garantijas sertifikātu un pirkuma apliecinājumu (fiskālo kvīti), kurā norādīts pirkuma datums un ierīces modelis

Lai saņemtu tehnisko palīdzību, lūdzu, tieši sazinieties ar pārdevēju vai mūsu galveno biroju, lai saglabātu ierīces efektivitāti un NEVAJADZĒTU anulēt garantiju. Jebkura neatļautu personu iejaukšanās šajā ierīcē automātiski anulē garantiju.

GARANTIJAS NOSACĪJUMI

Ja garantijas laikā ierīcei ir defekti kļūdaina materiāla un / vai ražošanas rezultātā, mēs garantējam remontu bez maksas ar nosacījumu, ka:

- ierīce ir izmantota pareizi un tam paredzētajam mērķim.
- ierīce nav sagrozīta, pretējā gadījumā to nevar uzturēt.
- jāuzrāda pirkuma kvīts.
- Šī garantija neattiecas uz ierīci, kurai ir pienācīgs nodilums.

Tāpēc visām detaļām, kuras var nejauši saplīst vai kurām ir redzamas lietošanas pazīmes patēriņamiem izstrādājumiem (piemēram, lampām, akumulatoriem, sildelementiem...), estētiskās daļas tiek izslēgtas no garantijas, un visiem defektiem, kas rodas noteikumu neievērošanas dēļ par lietošanu, neuzmanīgu ierīces lietošanu un / vai apkopi, neuzmanību, nepareizu vai nepareizu uzstādīšanu, bojājumiem pārvadāšanas laikā un ciemīem bojājumiem, kas nav saistīti ar piegādātāju.

Par katru defektu, kuru garantijas laikā nevar izlabot, ierīci nomainīs bez maksas. Jebkurā gadījumā, ja detaļa, kas jāmaina defekta, salūšanas vai nepareizas darbības dēļ, ir papildierīce un / vai noņemama izstrādājuma daļa, Beper patur tiesības nomainīt tikai konkrēto daļu, nevis visu izstrādājumu.

Sazinieties ar pārdevēju jūsu valstī vai pārdošanas departamenta Beperi.

E-pasts **assistenza@beper.com** kuri parsūtīs jūsu iesniegumu jūsu izplatītājam.

Splošni varnostni nasvet

Pred prvo uporabo naprave pozorno preberite navodila za uporabo.

Natančno preberite naslednja navodila, saj vam dajejo koristne varnostne informacije o namestitvi, uporabi in vzdrževanju ter vam pomagajo preprečiti nezgode in morebitne nesreče.

Odstranite embalažo in se prepričajte, da je naprava nedotaknjena, s posebno pozornostjo na napajalni kabel. Otrokom ni treba, da so elementi embalaže (plastične vrečke, polistiren itd.) Dostopni otrokom, da jih zaščitimo pred nevarnimi viri.

Priporočljivo je, da te embalaže ne mečete med gospodinjske odpadke, ampak jo dostavite ustrezni službi za zbiranje in obdelavo odpadkov v vaši občini.

Pred priključitvijo naprave se prepričajte, da omrežna napetost ustreza podatkom, navedenim na nalepki.

Če vtič ne ustreza vtičnici, naj ga z ustreznim vtičem zamenja samo usposobljeno osebje, ki mora zagotoviti tudi, da je del kablov vtičnice primeren za napetost moči vaše naprave.

Nikoli ne vlecite napajalnega kabla, da odklopite aparat.

Pazite, da napajalni kabel nikoli ne pride v stik z vročimi ali ostrimi površinami

Te naprave ne uporabljajte, če je napajalni kabel poškodovan. V primeru poškodbe ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servis ali podobno usposobljene osebe, da se prepreči nevarnost.

Napravo priključite samo na izmenični tok

Na splošno uporaba adapterjev za več vtičev in / ali razširitev ni priporočljiva; po potrebi uporabite samo preproste ali več adapterjev in podaljškov v skladu z veljavnimi varnostnimi pravili, pri čemer se prepričajte, da meja napetosti, označena na preprostih adapterjih in podaljških, ter največja meja moči, označena na več adapterjih, niso preseženo. Ta naprava je namenjena samo njenemu posebnemu nameru. Vsaka druga uporaba se šteje za neprimerno in s tem nevarno. Proizvajalec ne more biti odgovoren za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne, napačne ali neprevidne uporabe.

Da se izognete nevarnosti ogrevanja, priporočamo, da popolnoma odvijete napajalni kabel in izklopite aparat, kadar ga ne uporabljate. Pred čiščenjem vedno izklučite aparat.

Za zaščito pred električnim udarom kabla, vtiča ali drugih delov naprave ne potapljaljte v vodo ali druge tekočine. Naprave ne držite z mokrimi rokami ali nogami.

Naprave ne držite z golimi nogami.

Naprave ne izpostavljajte atmosferskim dejavnikom, kot so dež, veter, sneg, toča.

Naprave ne uporabljajte v bližini eksplozivov, lahko vnetljivih materialov, plinov, gorečega ognja in grelnikov.

Otrokom, invalidom ali vsem ljudem brez izkušenj ali tehničnih sposobnosti ne dovolite, da uporabljajo aparat, če niso pravilno nadzorovani. Potreben je natančen nadzor, če kateri koli aparat uporabljajo otroci.

Prepričajte se, da se otroci ne igrajo s to napravo.

Če aparata ne boste več uporabljali, ga naredite neuporabnega, tako da po odklopu vtiča iz vtičnice preprosto prerežete napajalni kabel.

Naprava vsebuje nevarne dele, posebno za otroke, ki se lahko igrijo z napravo.

Uporabite nasvet

Pred uporabo natančno preberite ta priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

Naprave ne puščajte brez nadzora, ko je priključena v stensko vtičnico; odklopite ga, ko jo ne uporabljate, in preden odstranite nožne rokave.

Če dlje časa naprave ne uporabljate, odstranite adapter iz naprave.

Naprave ne uporabljajte pod odejami ali blazinami, da se izognete pregrevanju in posledičnim nevarnostim požara, električnega udara ali poškodb. Te naprave ne uporabljajte za samozdravljenje določenih zdravstvenih stanj, ki zahtevajo pozornost specializiranega medicinskega osebja. Naprave ne uporabljajte v primeru slabega počutja. Ta masažer velja za neprofesionalno napravo, namenjeno lajšanju mišične bolečine in bolezni. Ne nadomesti specializirane zdravstvene oskrbe. Če simptomi in bolezni ne bi izginili ali bi se poslabšali, se posvetujte s svojim zdravnikom.

⚠️ Opozorilo: pred uporabo aparata se morate posvetovati s specializiranim zdravstvenim osebjem v primeru nosečnosti ali po porodu, srčno-žilnih in obtočilnih težav, srčnega spodbujevalnika, diabetesa ali drugih posebnih stanj, flebitisa in / ali tromboze, disfunkcije sklepov, vnetja ali poškodb, šibkih kosti, osteoporoza, visoka temperatura, skolioza ali druga podobna stanja, proteze ali druga zdravstvena stanja in bolezni, ki zahtevajo specializirano zdravniško pomoč.

Naprave ne uporabljajte med spanjem ali zaspanostjo.

Naprave ne uporabljajte v primeru močno otečenih ali vnetih stopal ali v primeru srbeče kože in vnetja. Naprave ne smejo uporabljati osebe z zmanjšano občutljivostjo kože ali s težavami s krvnim obtokom.

Tako prenehajte uporabljati aparat v primeru bolečin ali nelagodja, povezanih z uporabo masažerja. Naprava proizvaja terapevtsko toploto: posamezniki z visoko občutljivostjo na toploto morajo biti med uporabo aparata zelo previdni. Te naprave ne uporabljajte v povezavi z drugimi terapevtskimi napravami, električnimi odejami itd.

Naprave uporabljajte samo za predvideno uporabo in kot je opisano v teh navodilih. Ne uporabljajte dodatkov / komponent, ki niso priložene napravi. Naprave ne uporabljajte pod vplivom alkoholnih pihač, zdravil proti bolečinam ali pomirjeval. Otroci naj se ne igrajo z aparatom.

Te naprave ne smejo uporabljati otroci ali osebe z zmanjšanimi fizičnimi, občutljivimi ali intelektualnimi sposobnostmi ali s po-manjkanjem izkušenj in znanja, brez nadzora ali če ne dobijo navodil in opozoril o pravilni in varni uporabi naprave ter možnosti tveganja, povezana z njegovo uporabo. Naprave ne prevažajte tako, da jo držite za napajalni kabel in je ne uporabljajte kot ročaj. Naprave ne puščajte v bližini virov ogrevanja, kot so radiatorji, štedilniki ali druge naprave, ki ustvarjajo toploto. Poskrbite, da bodo odprtine za odzračevanje vedno brez prahu in umazanije. Naprave ne spustite in v napravo ne vstavljamte predmetov. Naprave ne uporabljajte, če sta napajalni kabel ali njegov vtič poškodovana ali v primeru okvare, nenamernega padca ali v primeru, da je naprava nenamerno padla v vodo.

Naprave ne uporabljajte v prisotnosti aerosolnih izdelkov ali tam, kjer je dovod zraka. Med uporabo masažerja ne stojte, uporabljajte ga le sedeči. Naprave ne uporabljajte, če je bila potopljena v vodo. Tako ga izključite iz vtičnice. Napajalnega kabla in adapterja držite stran od virov ogrevanja. Naprave priporočljivo ne uporabljajte eno uro pred obroki in po njih, da se izognete morebitnim škodljivim učinkom.

Priloženi daljinski upravljalnik vsebuje vnaprej nameščeno litijevo baterijo. Daljinski upravljalnik in njegovo baterijo imejte stran od otrok.

⚠️ Opozorilo: V primeru zaužitja baterija lahko povzroči notranje opeklne, perforacijo mehkih tkiv in lahko povzroči smrtne poškodbe. Hude opeklne se lahko pojavijo v 2 urah po zaužitju. Tako poiščite zdravniško pomoč, če sumite na zaužitje.

Otroci ne smejo zamenjati baterije brez nadzora odraslih.
 Baterije ne izpostavljajte visokim temperaturam. Odstranite jih iz daljinskega upravljalnika, če ga dalj časa ne uporabljate.
 Izpraznjene baterije ne mečite med običajne odpadke; ne mečite jih v ogenj in jih ne poskušajte zažgati. Upoštevajte veljavne lokalne predpise za pravilno odstranjevanje baterij.

Opis izdelka Slika A

1. Zgornji pokrov
2. Nadzorna plošča
3. Zadrga za odstranjevanje rokavov
4. Snemljivi rokavi za noge
5. Spodnji pokrov
6. Adapter
7. Daljinski upravljalnik

Upravljanje z nadzorne plošče Slika B

Priklučite adapter na kabel, ki se nahaja na dnu naprave, pri čemer se prepričajte, da se konektorji popolnoma prilegajo, in vtaknite vtič v stensko vtičnico: indikator LED na tipki POWER začne utripati, kar pomeni, da je naprava v stanju pripravljenosti. Enkrat pritisnete tipko POWER, masažer začne delovati v načinu WORK (P1): nizka temperatura, nizka intenzivnost. Na tej točki pritisnite tipko MODE, da izberete želeni masažni program: P1 - shiatsu masaža P3 - shiatsu masaža - rdeča LED lučka (v tem načinu bo za boljšo masažno izkušnjo aktivirana lahka kompresija). Ko je izbran želeni program, lahko nastavite stopnjo kompresije zraka in topote. Pritisnite tipko HEAT, da nastavite topoto na nizko (zelena LED lučka) ali visoko (rdeča LED lučka). Pritisnite tipko INTENSIFY, da prilagodite kompresijo zraka na 3 različne stopnje intenzivnosti: nizka jakost (zelena LED lučka), srednja intenzivnost (modra LED luč), visoka intenzivnost (rdeča LED luč).

Na začetku je bolje, da nastavite kompresijo zraka na nizko intenzivnost, nato pa jo postopoma povečujte glede na vaše potrebe (pri premikanju z enega nivoja na drugega traja približno 2 minuti, da v celoti občutite razliko v intenzivnosti).

⚠️ Opozorilo: še posebej na začetku masaže je zaradi intenzivnosti masaže in dela na nožnih mišicah in sklepih normalno občutiti malo bolečine in včasih otrplost; če bolečina ali nelagodje vztrajata in / ali bi postalo nevzdržno, takoj prenehajte uporabljati aparat.

⚠️ Opozorilo: sistem zaščite pred pregrevanjem, vgrajen v aparat, omejuje hitrost segrevanja izdelka; lahko traja približno 5-10 minut, preden je vročina opazna.

Upravljanje z daljinskim upravljalnikom Slika.B

Akumulator vklonite tako, da odstranite plastični zaščitni trak.

Vse funkcije, ki so na voljo na nadzorni plošči, lahko aktivirate tudi z daljinskim upravljalnikom; sklic na prejšnji odstavek.

Samodejni izklop

Iz varnostnih razlogov je ta masažer opremljen s sistemom samodejnega izklopa, ki po 15 minutah uporabe ustavi delovanje naprave in jo preklopi v stanje pripravljenosti (lučka LED na tipki POWER utripa). Pritisnite tipko POWER za nadaljevanje delovanja masažera in izberite želeno funkcijo.

Čiščenje in vzdrževanje

Pred čiščenjem naprave izključite adapter iz stenske vtičnice. Z zadrgo odstranite nožne rokave.

Rokane za noge lahko operete v pralnem stroju pri 30 ° C, blago fino pranje (ne sušite in ne likajte).

Za čiščenje zunanjega površine uporabite mehko krpo, rahlo navlaženo z vodo; po potrebi odstranite madeže z nevtralnim detergentom. Temeljito posušite.

⚠️ Opozorilo: ne uporabljajte benzena ali drugih abrazivnih ali jedkih detergentov.

Ko ga ne uporabljate, shranjujte ločeno stran od prahu, vlage in neposredne sončne svetlobe, po možnosti v originalni embalaži.

Tehnični podatki

Moč: 36W

Adapter:

Vhod: AC 100-240V, 50 / 60Hz, 0,8A

Izhod: DC 24V, 1,5A

Iz kakršnih koli razlogov za izboljšanje si Beper pridružuje pravico do spremembe ali izboljšanja izdelka brez predhodnega obvestila



Evropska direktiva 2011/65 / EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEE) zahteva, da starih gospodinjskih električnih naprav ne smete odvreči v običajni nesortirani tok komunalnih odpadkov. Stare naprave je treba zbirati ločeno, da se optimizira predelava in recikliranje materialov, ki jih vsebujejo, ter zmanjša vpliv na zdravje ljudi in okolje. Prečrtani simbol "koš za smeti" na izdelku vas opomni na vašo obveznost, da morate odpadke odstranjevati ločeno.

GARANCIJSKO IZJAVA

Ta naprava je bila preverjena v tovarni. Od datuma prvotnega nakupa velja 24-mesečna garancija za materialne in proizvodne napake. V primeru zahtevka za jamstvo je treba predložiti potrdilo o nakupu in potrdilo o garanciji.

Garancija velja samo z garancijskim potrdilom in dokazilom o nakupu (račun) z navedbo datuma nakupa in modela aparata

Za kakršno koli tehnično pomoč se obrnite neposredno na prodajalca ali na naš sedež, da boste ohranili učinkovitost naprave in ne da razveljavili garancijo. Vsak poseg nepooblaščenih oseb na to napravo samodejno razveljavlji garancijo.

JAMSTVENI POGOJI

Če naprava v času garancije pokaže napake zaradi napačnega materiala in / ali izdelave, garantiramo brezplačno popravilo pod pogojem, da:

- Naprava je bila pravilno uporabljena in za namen, za katerega je bila namenjena.
- V napravo ni bilo posega, razen v primeru vzdrževati.
- Predložiti je treba račun kot potrdilo o nakupu.
- Garancija ne krije napak, v primerno obrablje.

Zato so vsi deli, ki bi se lahko nenamerno zlomili ali imajo vidne znake uporabe v potrošnih izdelkih (kot so svetilke, baterije, grelni elementi ...), estetski deli izključeni iz garancije in kakršna koli napaka, ki je posledica neupoštevanja pravil za uporabo, malomarnost pri uporabi in / ali vzdrževanju naprave, neprevidnost, napačna ali nepravilna namestitev, škoda med prevozom in katera koli druga škoda, ki je ni mogoče pripisati dobavitelju. Za vsako napako, ki je ni bilo mogoče odpraviti v garancijskem roku, aparat zamenjamo brezplačno.

V vsakem primeru, če je del, ki ga je treba zamenjati zaradi okvare, dodatek in / ali snemljiv del izdelka, si Beper pridružuje pravico do zamenjave le tistega dela in ne celotnega izdelka.

Obrnite se na svojega distributerja v svoji državi ali na drugem prodajnem oddelku Beper.

E-pošta assistenza@beper.com, ki bo posredovala vaša vprašanja vašem distributerju.

BEPER SRL

Via Salieri, 30 - 37050 - Vallese di Oppeano - Verona

Tel. 045/7134674 – Fax 045/6984019

beper.com

CUSTOMER CARE BEPER

